



Audiometr skryningowy nSMART - idealny

nSMART to skryningowy audiometr klasy II. Niewielkie waga i wymiary urządzenia są idealnym rozwiązaniem dla medycyny pracy i gabinetów laryngologicznych.

nSmart wyposażony jest w słuchawki przewodnictwa powietrznego. Dodatkowo istnieje opcja doposażenia audiometru o słuchawkę kostną.

Urządzenie pracuje jako moduł do komputera. W zestawie znajduje się oprogramowanie Effetha, umożliwiające zapis wszystkich wizyt w bazie danych.

Maksymalny poziom dźwięku 130 dBHL. Współpracuje z komputerem klasy PC / Laptop, z portem USB 2.0, oprogramowaniem Effetha i systemem operacyjnym Windows XP / VISTA/Win 7 lub Linux.



Wyjścia: lewy / prawy AC, BC

Częstotliwości

AC [Hz]: 125, 250, 500, 750, 1k, 1.5k, 2k, 3k, 4k, 6k, 8k

BC [Hz] (opcja): 250, 500, 750, 1k, 1.5k, 2k, 3k, 4k, 6k, 8k

Poziom (AC): -10dBHL ~ 130dBHL

Poziom (BC): -10dBHL ~ 85dBHL

Poziom (mask.): do 100dBHL

Poziom (FF): do 90dB

Krok: 5dB

Ton: czysty, pulsujący, modulowany

Maskowanie: wąskopasmowe

Testy: ręczne

Wymiary: 120x65x28mm

Waga: 100g (bez przetworników)

STANDARDY

Bezpieczeństwo: EN60601-1

EMC: EN60601-1-2

Audiometria: EN60645-1/ANSI S3.6, Typ 2

Audiometria mowy: EN 60645-2/ANSI S3.6 Typ B lub B-E

Znak medyczny: CE 2274 TÜV NORD Polska

Wyposażenie standardowe:

Słuchawki powietrzne PD-81 z osłonami

przeciwhałasowymi

Oprogramowanie Effetha Audio

Kabel USB AA mini

Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne:

Słuchawka kostna B71

Torba transportowa

Kolumna wolnego pola

Producent: VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój Polska
tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33
web: <http://www.videomed.eu>
e-mail: handlowy@videomed.eu

8th Floor Europaplatz 2 10557 Berlin Germany
tel./fax +49 30 30 80 82 73
web: <http://www.videomed.eu>
e-mail: info@de.videomed.eu