


Fotel ginekologiczny – 2088 z elektryczną regulacją wysokości, oparcia i pozycji trendelenburga



Model 2088 posiada sterowaną elektrycznie: pionową kolumnę wysokości, kąt pozycji Trendelenburga / anty Trendelenburga oraz pozycję oparcia pleców. Przełączniki nożne ułatwiają pracę. Regulacji ręcznej wymaga pozycja podnóżka (pozycja pozioma, możliwość demontażu), podkolanników (regulacja w 3 płaszczyznach). Podstawa wyposażona jest w blokadę kółek. Fotel wyposażony jest w bezzwawą, antybakteryjną tapicerkę wykonaną ze sztucznej skóry, części metalowe pokryte są farbą ESD.

Wysokość siedziska: 680mm - 980 mm
Długość: 1950mm
Szerokość: 640mm
Siedzisko: 550mm x 360mm
Oparcie: 580mm x 965mm
Podnóżek: 550mm x 600mm
Nośność: 150 kg
Silniki: 3 sztuki
Sterowanie: nożne



Kąt oparcia: 0 ° ~ 53 °
Pozycja Trendelenburga: -5 ° ~ 25 °
Podnóżek: Zdejmowany
Podnóżki zakrzywione: Regulowany w górę – dół, lewo – prawo, zdejmowany

Akcesoria:
Podnóżek (1 szt.)
Podnóżki zakrzywione (2 szt.)
Podkolanniki (2 szt.)
Podłokietniki (2 szt.)
Miska (1 szt.)
Uchwyt rolki papieru (1 szt.)
Wieszak na akcesoria (1 szt.)

Producent:

Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Fotel ginekologiczny – 2087 z elektryczną regulacją wysokości, oparcia i pozycji trendelenburga

Wysokość siedziska: 640mm - 940 mm
Długość: 2010mm
Szerokość: 640mm
Siedzisko: 640mm x 360mm
Oparcie: 640mm x 1000mm
Podnóżek: 640mm x 600mm
Podnóżki zakrzywione min. miejsca: 850mm
Nośność: 170 kg
Silniki: 3 sztuki
Sterowanie: nożne



Kąt oparcia: 0 ° ~ 50 °
Pozycja Trendelenburga: -5 ° ~ 25 °
Podnóżek: Zdejmowany
Podnóżki zakrzywione: Regulowany
w górę – dół, lewo – prawo, zdejmowany

Akcesoria:
Podnóżek (1 szt.)
Podnóżki zakrzywione (2 szt.)
Podkolanniki (2 szt.)
Podłokietniki (2 szt.)

Miska (1 szt.)
Uchwyt rolki papieru (1 szt.)
Wieszak na akcesoria (1 szt.)

Producent:
Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Fotel ginekologiczny – 2082-1 z elektryczną regulacją wysokości, oparcia i pozycji trendelenburga



Model 2082-1 posiada sterowanie elektrycznie: wysokości i pozycji oparcia pleców oraz pozycji trendelenburga. Przełączniki nożne ułatwiają pracę. Regulacji ręcznej wymaga pozycja podnóżka (pozycja pozioma, możliwość demontażu), podkolanników (regulacja w 3 płaszczyznach) i podłokietników. Podstawa wyposażona jest w blokadę kółek. Fotel wyposażony jest w bezzwawą, antybakteryjną tapicerkę wykonaną ze sztucznej skóry, części metalowe pokryte są farbą ESD.

Wysokość: 640mm - 990mm
Długość: 1720mm
Szerokość: 550mm
Podstawa: 500mm x 1000mm
Siedzisko: 550mm x 400mm
Oparcie: 550mm x 600mm
Zaglówek: 550mm x 280mm
Podnóżek: 550mm x 400mm
Udźwig: 150 kg
Silniki: 3 sztuki
Sterowanie: nożne

- Zagłówek
Regulacja wysokości od 0 do 80mm, możliwość demontażu
- Oparcie
Regulacja kąta w zakresie 100° - 180°
- Siedzisko
Regulacja wysokości względem podłogi regulacja kąta nachylenia pozycji trendelenburga w zakresie 0° - 20°
- Podnóżek
Regulacja kąta 0° i 95°

- Akcesoria:
Podnóżek (1 szt.)
Podkolanniki (2 szt.)
Podłokietniki (2 szt.)



- Miska (1 szt.)
- Uchwyt rolki papieru (1 szt.)
- Uchwyty ze stali nierdzewnej (2 szt.)
- Zdejmowany zagłówek (1 szt.)

Producent:

Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Fotel ginekologiczny – 2080 z elektryczną regulacją wysokości i oparcia



Model 2080 posiada sterowanie elektrycznie: wysokości i pozycji oparcia pleców. Przełączniki nożne ułatwiają pracę. Regulacji ręcznej wymaga pozycja podnóżka (pozycja pozioma, możliwość demontażu), podkolanników (regulacja w 3 płaszczyznach). Fotel wyposażony jest w bezszwową, antybakteryjną tapicerkę wykonaną ze sztucznej skóry, części metalowe pokryte są farbą ESD.

Wysokość siedziska: 610mm - 980mm
Długość: 1920mm
Szerokość: 550mm
Podstawa: 500mm x 980mm
Siedzisko: 550mm x 400mm
Oparcie: 550mm x 600mm
Zaglówek: 550mm x 280mm
Podnóżek: 550mm x 600mm
Udźwig: 150 kg
Silniki: 2 sztuki
Sterowanie: nożne

- Zagłówek
Regulacja wysokości od 0 do 80mm, możliwość demontażu
- Oparcie
Regulacja kąta w zakresie 100° - 180°
- Siedzisko
Regulacja wysokości względem podłogi
- Podnóżek
Możliwość demontażu
- Akcesoria:
Podnóżek (1 szt.)
Podkolanniki (2 szt.)
Miska (1 szt.)
Uchwyt rolki papieru (1 szt.)
Uchwyty ze stali nierdzewnej (2 szt.)
Zdemontowany zagłówek (1 szt.)



Producent:
Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Fotel ginekologiczny – 3012 z elektryczną regulacją wysokości, oparcia i pozycji trendelenburga



Fotel 3012 występuje w trzech odmianach:

3012-1 - elektrycznie sterowana wysokość; hydraulicznie - oparcie, siedzisko

3012-2 - elektrycznie sterowana wysokość, oparcie; hydraulicznie - siedzisko

3012-3 - elektrycznie sterowana wysokość, oparcie siedzisko

Fotel wyposażony jest w bezzwową, antybakteryjną tapicerkę wykonaną ze sztucznej skóry, części metalowe pokryte są farbą ESD



Wysokość siedziska: 640mm - 1065 mm

Długość: 1830mm

Szerokość: 640mm

Siedzisko: 400mm x 640mm

Oparcie: 880mm x 640mm

Podnóżek: 500mm x 600mm

Nośność: 150 kg

Kąt regulacji oparcia: -8 ° ~ 70 °

Kat regulacji siedziska: 0 ° ~ 30 °

Pozycja Trendelenburga: 0 ° ~ 30 °

Akcesoria:

Podnóżek (1 szt.)

Podnóżki zakrzywione (2 szt.)

Podkolanniki (2 szt.)

Podłokietniki (2 szt.)

Miska (1 szt.)

Uchwyt rolki papieru (1 szt.)

Wieszak na akcesoria (1 szt.)

Opcja: Elektromechaniczna regulacja segmentu nóg

Producent:

Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: handlowy@videomed.eu