

Fotel obrotowy ENT - 2061-2

z 2 silnikami, elektrycznie regulowana wysokość i oparcie,
mechanicznie regulowany obrót, oparcie nóg



Regulacja wysokości:	590mm - 990mm
Długość po rozłożeniu:	1900mm (bez zagłówka: 1600mm)
Szerokość:	650mm (bez podłokietników: 550mm)
Podstawa:	880mm x 500mm
Siedzisko:	550mm x 450 mm
Oparcie:	500mm x 540mm
Zagłówek:	210mm x 210mm
Oparcie nóg:	510mm x 260mm
Podnóżek:	435mm x 250mm
Udźwig:	200 kg
Silniki:	2 sztuki
Sterowanie:	Pilot przewodowy

Regulacja:

Obrót:	180° w lewo i 180° w prawo, blokowany
Zagłówek	zdemontowalny, regulowany w przód i w tył, regulowana wysokość w zakresie 0-150mm
Oparcie	kąt nachylenia w zakresie 0°~ +85°
Podnóżek	składany



Waga netto: 110kg
Waga brutto: 135kg

Producent:

Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.
Demirci Mh. Demirci Cd. Akarca Sk. No:1 Nilüfer/BURSA TÜRKİYE

Fotel otolaryngologiczny 2060

z 2 silnikami, elektrycznie regulowana wysokość i oparcie,



Regulacja wysokości:	480mm - 780mm
Długość po rozłożeniu:	1950mm (bez zagłówka: 1650mm)
Szerokość:	620mm
Podstawa:	500mm x 700mm
Siedzisko:	550mm x 580 mm
Oparcie:	500mm x 540mm
Zagłówek:	210mm x 210mm
Oparcie nóg (dodatkowe)	540mm x 610mm
Podnózek:	350mm x 230mm
Udźwig:	200 kg
Silniki:	2 sztuki
Sterowanie:	Pilot przewodowy

Regulacja:

Zagłówek	zdemowalny, regulowany w przód i w tył, regulowana wysokość w zakresie 0-150mm
Oparcie	kąt nachylenia w zakresie 0°~+90°
Podnózek	Nieruchomy, dokładana dodatkowa sekcja
Podłokietniki	zdemowane



Waga: 97kg

Producent:

Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.
Demirci Mh. Demirci Cd. Akarca Sk. No:1 Nilüfer/BURSA TÜRKİYE

Fotel otolaryngologiczny – 2101 z elektrycznie sterowaną wysokością



Model 2101 to prosty fotel otolaryngologiczny wyposażony w elektryczną regulację wysokości siedziska. Kąt pochylenia oparcia pleców oraz zagłówek regulowane są manualnie.



Parametry techniczne:

Regulacja wysokości: 560mm - 930 mm

Długość po rozłożeniu: 1550mm

Szerokość: 600mm

Podstawa fotela: 500mm x 980mm

Siedzisko: 550mm x 490 mm

Oparcie: 500mm x 540mm

Zagłówek: 210mm x 210mm

Podnóżek: 320mm x 220mm

Udźwig: 150 kg

Silnik: regulacja wysokości

Panel sterowania: po prawej, tylnej stronie fotela

Napięcie panelu sterującego: 12V

Farba: ESD

Zabezpieczenia: Wyłącznik odcinający, powierzchnia polisterowa

Zagłówek: Regulacja w przód i w tył oraz wysokości w zakresie 0 - 150mm, zdejmowalny.

Oparcie: Regulacja kąta nachylenia w zakresie 95° - 140°.

Siedzisko: Regulacja wysokości względem podłogi.

Podłokietnik: Dający się regulować, 90°

Podnóżek: Możliwość demontażu



Producent:

Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. - Turcja

Fotel otolaryngologiczny – 2042-1 obrotowy z pneumatyczną regulacją wysokości oraz oparcia.



Fotel otolaryngologiczny - 2042-1 to prosty, obrotowy fotel pacjenta. Posiada hydrauliczną regulację wysokości oraz ręczną regulację oparcia pleców i zagłówka.



Parametry techniczne:

Regulacja wysokości: 560mm - 700 mm

Długość po rozłożeniu: 1250mm

Szerokość: 650mm

Podstawa fotela: 610mm

Siedzisko: 500mm x 420 mm

Oparcie: 500mm x 650mm

Zagłówek: 210mm x 210mm

Udźwig: 150 kg

Sterowanie: za pomocą dźwigni pneumatycznych

Farba: ESD

Zagłówek: Regulacja w przód i w tył oraz wysokości w zakresie 0 - 150mm, zdejmowalny.

Oparcie: Regulacja kąta nachylenia w zakresie 105° - 130°.


Siedzisko: Regulacja wysokości względem podłogi. Fotel jest obrotowy w zakresie 360°. Możliwość zablokowania pozycji za pomocą dźwigni wysokości.

Producent:


Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic.
Ltd. Şti. - Turcja

UPHOLSTERY COLOUR
ALTERNATIVES

AREL[®]
AR-EL TIBBI ÜRÜNLER
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



AREL GREEN
AR-01



AREL PINK
AR-02



AREL BLUE
AR-03




AREL RED
AR-04



AREL DARK BLUE
AR-05



AREL GREY
AR-06




AREL LILAC
AR-07




AREL YELLOW
AR-08



AREL ORANGE
AR-09



AREL BLACK
ST-01



AREL SMOKE
ST-02



AREL CREAM
ST-03

Fotele i stołki lekarskie



Obrotowy **fotel lekarski - 1001** to fotel wyposażony w sprężynę gazową regulującą wysokość. Regulacja odbywa się za pomocą przycisku nożnego. Naciśnięcie przycisku podczas siedzenia na fotelu powoduje obniżenie wysokości, natomiast gdy fotel jest nie obciążony zwiększa swoją wysokość. Regulacja oparcia: pod oparciem znajdują się dwa pokręta: prawe, służy do regulacji wysokości oparcia, natomiast lewe, do regulacji kąta nachylenia.

- Regulacja wysokość siedziska: 510mm ~ 670mm
- Regulacja wysokości oparcia: 90mm w górę/dół
- Regulacja kąta nachylenia oparcia: 90° - 115°
- Tapicerka antybakteryjna, sztuczna skóra, bezszwowa

Obrotowy **fotel stołek lekarski - 1002** to posiada regulowaną wysokość siedziska (sprężyna gazowa), odbywającą się poprzez naciśnięcie nogą metalowego pedału. Naciśnięcie przycisku podczas siedzenia na stołku powoduje obniżenie wysokości, natomiast gdy stołek jest nie obciążony zwiększa swoją wysokość.

- Wysokość siedziska: 450mm ~ 610mm
- Średnica siedziska: 38cm
- Średnica pedału metalowego: 60cm
- Tapicerka antybakteryjna, sztuczna skóra, bezszwowa



Fotel 1003 to hydrauliczny fotel lekarski. Fotel posiada regulacje oparcia I wysokości siedziska.

- Regulacja wysokość siedziska: 510mm ~ 670mm
- Regulacja wysokości oparcia: 90mm w górę/dół
- Regulacja kąta nachylenia oparcia: 90° - 115°
- Tapicerka antybakteryjna, sztuczna skóra, bezszwowa

Fotel lekarski 1004 to prosty fotel wyposażony w hydrauliczną regulację wysokości siedziska.

- Wysokość siedziska: 450mm ~ 610mm
- Średnica siedziska: 38cm
- Tapicerka antybakteryjna, sztuczna skóra, bezszwowa

Fotele dostępne są w szerokiej palecie barw.

Producent:

Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Demirci Mh. Demirci Cd. Akarca Sk. No:1 Nilüfer/BURSA TÜRKİYE





AR-EL TIBBİ ÜRÜNLER
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



UPHOLSTERY COLOUR ALTERNATIVES

Paleta zawiera kolory orientacyjne. Mogą się one różnić od rzeczywistych ze względu na jasność monitora oraz charakter wydruku



AREL GREEN
AR-01



AREL PINK
AR-02



AREL BLUE
AR-03



AREL RED
AR-04



AREL DARK BLUE
AR-05



AREL GREY
AR-06



AREL LILAC
AR-07



AREL YELLOW
AR-08



AREL ORANGE
AR-09



AREL BLACK
ST-01



AREL CREAM
ST-03