

Fotel ginekologiczny – 3012 z elektryczną regulacją wysokości, oparcia i pozycji trendelenburga



Fotel 3012 występuje w trzech odmianach:

3012-1 - elektrycznie sterowana wysokość; hydraulicznie - oparcie, siedzisko

3012-2 - elektrycznie sterowana wysokość, oparcie; hydraulicznie - siedzisko

3012-3 - elektrycznie sterowana wysokość, oparcie siedzisko

Fotel wyposażony jest w bezzwawą, antybakteryjną tapicerkę wykonaną ze sztucznej skóry, części metalowe pokryte są farbą ESD



Wysokość siedziska: 640mm - 1065 mm

Długość: 1830mm

Szerokość: 640mm

Siedzisko: 400mm x 640mm

Oparcie: 880mm x 640mm

Podnóżek: 500mm x 600mm

Nośność: 150 kg

Kąt regulacji oparcia: -8 ° ~ 70 °

Kat regulacji siedziska: 0 ° ~ 30 °

Pozycja Trendelenburga: 0 ° ~ 30 °

Akcesoria:

Podnóżek (1 szt.)

Podnóżki zakrzywione (2 szt.)

Podkolanniki (2 szt.)

Podłokietniki (2 szt.)

Miska (1 szt.)

Uchwyt rolki papieru (1 szt.)

Wieszak na akcesoria (1 szt.)

Opcja: Elektromechaniczna regulacja segmentu nóg

Producent:

Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: handlowy@videomed.eu