

## Kolposkop serii AC-1



Seria kolposkopów AC-1:

AC-1100 - halogenowe źródło światła (6V / 20W), jedno powiększenie 9x

AC-1110 - oświetlenie LED (5,9V / 5W), jedno powiększenie 9x

AC-1300 - halogenowe źródło światła (6V / 20W), trzy powiększenia 3.75x, 7x, 15x

AC-1310 - oświetlenie LED (5,9V / 5W), trzy powiększenia 3.75x, 7x, 15x

AC-1320 - oświetlenie LED (5,9V / 5W), trzy powiększenia 3.75x, 7x, 15x, binokular pod kątem 45°

Dzięki niewielkiej wadze oraz zamontowanym kółkom, kolposkopy serii AC-1 mogą być łatwo przemieszczane.

### Parametry:

● powiększenia:

AC-1100/1110: 9x

AC-1300/1310/1320: 3.75x, 7x, 15x

● ogniskowa

AC-1100/1110: 316mm

AC-1300/1310/1320: 300mm

● pole widzenia:

AC-1100/1110: 22mm

AC-1300/1310/1320: 30.93mm, 15.50mm, 7.74mm

● głębia ostrości:

AC-1100/1110: > 4mm

AC-1300/1310: 18mm, 4mm, 2mm

AC-1320: 22mm, 4mm, 3mm

● natężenie światła: > 10000 lux

● indywidualnie regulowane okulary 12,5

● dwa okręgi pomiarowe, wbudowane w prawy okular

● płynna regulacja jasności

● filtr światła w kolorze zielonym

● łatwo wymienialna żarówka

● regulacja wysokości: 838mm ~ 1194mm

● złącze kulowe Universal Teflon® nie wymaga regulacji docisku i pozwala na płynny obrót o 360°

● dostarczony produkt jest gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania (nie ma potrzeby wzywania serwisanta do montażu)

● zasilanie sieciowe: 230V



### Producent:

Alltion (Wuzhou) Co., Ltd.

Suite B, 11/F, Lijing Tower, Cathay Plaza, NO.18, Zhongshan Road,

Wuzhou, Guangxi, China

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: [handlowy@videomed.eu](mailto:handlowy@videomed.eu)