

Kolposkop serii AC-1



Seria kolposkopów AC-1:

AC-1100 - halogenowe źródło światła (6V / 20W), jedno powiększenie 9x

AC-1110 - oświetlenie LED (5,9V / 5W), jedno powiększenie 9x

AC-1300 - halogenowe źródło światła (6V / 20W), trzy powiększenia 3.75x, 7x, 15x

AC-1310 - oświetlenie LED (5,9V / 5W), trzy powiększenia 3.75x, 7x, 15x

AC-1320 - oświetlenie LED (5,9V / 5W), trzy powiększenia 3.75x, 7x, 15x, binokular pod kątem 45°

Dzięki niewielkiej wadze oraz zamontowanym kółkom, kolposkopy serii AC-1 mogą być łatwo przemieszczane.

Parametry:

- powiększenia:

AC-1100/1110: 9x

AC-1300/1310/1320: 3.75x, 7x, 15x

- ogniskowa

AC-1100/1110: 316mm

AC-1300/1310/1320: 300mm

- pole widzenia:

AC-1100/1110: 22mm

AC-1300/1310/1320: 30.93mm, 15.50mm, 7.74mm

- głębia ostrości:

AC-1100/1110: > 4mm

AC-1300/1310: 18mm, 4mm, 2mm

AC-1320: 22mm, 4mm, 3mm

- natężenie światła: > 10000 lux
- indywidualnie regulowane okulary 12,5
- dwa okręgi pomiarowe, wbudowane w prawy okular
- płynna regulacja jasności
- filtr światła w kolorze zielonym
- łatwo wymienialna żarówka
- regulacja wysokości: 838mm ~ 1194mm
- złącze kulowe Universal Teflon® nie wymaga regulacji docisku i pozwala na płynny obrót o 360°
- dostarczony produkt jest gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania (nie ma potrzeby wzywania serwisanta do montażu)
- zasilanie sieciowe: 230V



Producent:

Alltion (Wuzhou) Co., Ltd.

Suite B, 11/F, Lijing Tower, Cathay Plaza, NO.18, Zhongshan Road,

Wuzhou, Guangxi, China

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: handlowy@videomed.eu

Kolposkop serii AC-3



AC-3300

Kolposkopy serii AC-3 wyposażone są w systemy optyczne niemieckiej firmy Schott® Optical Glass, które gwarantują obraz najwyższej jakości.

AC-3300 -podwójne halogenowe źródło światła (15V / 150W), trzy powiększenia

AC-3500 – oświetlenie halogenowe (15V / 150W), pięć powiększeń

AC-3900 - oświetlenie halogenowe (15V / 150W), płynna zmiana powiększenia, binokular pod kątem 45°

Parametry:

●powiększenia:

AC-3300: 2.7x, 6.7x, 16.7x (śr pola widzenia 78, 30,12mm)

AC-3500: 2.7x, 4.2x, 6.7x, 10.7x, 16.7x

AC-3900: 2.2x ~ 12.9x

●ogniskowa

AC-3300: 160mm

AC-3500/3900: 300mm

●natężenie światła: > 38 000 000 lux

●indywidualnie regulowane okulary 12,5

●płynna regulacja jasności

●filtr światła w kolorze zielonym

●regulacja wysokości:

AC-3300: 1050mm ~ 1200mm,

AC-3500/3900: 800mm ~ 1200mm

●zasilanie sieciowe: 230V

●Waga 19kg (AC 3300)



AC-3900



AC-3500

Opcjonalnie:

- Beam-splitter
- Adapter do aparatu
- Adapter do kamery Video
- Oprogramowanie do przechwytywania obrazu

Producent:

Alltion (Wuzhou) Co., Ltd.
Suite B, 11/F, Lijing Tower, Cathay Plaza, NO.18, Zhongshan Road,
Wuzhou, Guangxi, China