

Przenośny ssak medyczny - DF-750



1. Przełącznik ON / OFF
2. Wskaźnik podciśnienia
3. Regulator ciśnienia
4. Gniazdo przewodu sieciowego
5. Gniazdo bezpiecznika
6. Filtr rozmiar (S)
7. Gniazdo wejścia pompy próżniowej
8. Łącznik
9. Gniazdo ssania
10. Zabezpieczenie przeciw przelewowe

Parametry techniczne

Moc: 25W
Przepływ maksymalny: 20l/min
Maksymalne podciśnienie: 68 ~ 70 cm/Hg (93kPa)
Pojemność butli: 1l
Poziom hałasu: <45 dBA

Producent:

Doctor's Friend Medical Instrument Co., Ltd.
No.28, Lane 13, Sec. 3, Zhong Shan Rd., Tanzi Shiang, Taichung County, 42756,
Taiwan (R.O.C.)

Ssak jest zbudowany z plastiku, stali i stopów aluminium. Wszystkie elementy są precyzyjnie zaprojektowane i niezawodnie, dzięki wieloletniemu doświadczeniu producenta. Każda część przechodzi przez surowy proces kontroli jakości.



Podwójna pompa membranowa zapewni wysoką moc i wydajność przy niskim poziomie hałasu.



Butla ssaka wykonana jest ze specjalnego materiału odpornego na wysoką temperaturę, wysokie ciśnienie, uderzenia, itp.



Filtry antybakteryjne typu zamkniętego

Standardowe akcesoria

Dren 180cm
Końcówka ssąca jednorazowa
Filtry rozmiar (S) 2szt.
Bezpieczniki 2szt.
Instrukcja obsługi