

## Światłowody medyczne



- Ochrona – wewnętrzny elastyczny opłot stalowy zewnętrzna osłona z silikonu medycznego
- Odporność na zgniatanie oraz mocne zginanie
- Brak zakłóceń przy współpracy z endoskopowymi urządzeniami chirurgicznymi
- Ochrona przed przepięciami
- Pełna autoklawowalność
- Znak CE
- Gniazda uniwersalne ze stali nierdzewnej umożliwiają zastosowanie adapterów w systemach wielu producentów
- Dostępna wersja HR – high temperature resistant, o zwiększonej jasności, do stosowania ze źródłami o dużej mocy
- Światłowody typu Y pozwalają na podłączenie dwóch instrumentów lub źródeł światła
- Światłowody cieczowe dla optymalnej transmisji promieniowania UV

Światłowody standardowe		
Nr katalogowy	Długość	Średnica (aktywna)
GF.18.35	1800 mm	3,5 mm
GF.23.35	2300 mm	3,5 mm
GF.30.35	3000 mm	3,5 mm
GF.40.35	4000 mm	3,5 mm
GF.18.48	1800 mm	4,8 mm
GF.23.48	2300 mm	4,8 mm
GF.25.48	2500 mm	4,8 mm
GF.30.48	3000 mm	4,8 mm
GF.40.48	4000 mm	4,8 mm

**Producent:**

Karlheinz Hinze Optoengineering GmbH&Co.  
Kieler Str. 464-470, D - 22525 Hamburg, Germany