

Ssak medyczny do liposukcji – DF-650 B



Ssak medyczny DF-650 B zaprojektowany został specjalnie do zabiegów chirurgii plastycznej, szczególnie do liposukcji. Cechą charakterystyczną ssaka DF-650 B jest bardzo duży przepływ wynoszący aż **112 l / min**.

Ssak wyposażony jest standardowo w dwie butle wielorazowe, każda o pojemności 3000 ml. Butle przeznaczone są do sterylizacji. Po zapelnieniu pierwszej butli płyn automatycznie przelewa się do butli drugiej. Sumaryczna pojemność wynosi zatem aż 6000 ml.

Ssak posiada zabezpieczenia chroniące pompę próżniową przed zalaniem: butla ssąca wyposażona jest w zawór antyprzelewowy. Dodatkowym zabezpieczeniem ssaka jest mały zbiornik z zaworem antyprzelewowym.

Ssak wyposażony jest w 4 kółka skrętne o 360°. Dzięki temu urządzenie jest bardzo mobilne. Każde z kółek posiada hamulec.

Ssak wyposażony jest w duży wskazówkowy miernik ssania co umożliwia użytkownikowi łatwe odczytanie wartości ssania.

Obudowa ssaka wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS, dzięki czemu ssak jest bardzo łatwy w utrzymaniu czystości i ma charakterystyczny, delikatnie błyszczący wygląd.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: AC 220V-240V

Moc: 250W

Wydajność maksymalna > 112 l / min

Podciśnienie maksymalne >720 mmHg (95kPa)

Płynna regulacja podciśnienia 0-720 mmHg

Kółka: 4 szt. z hamulcami

Rozmiar urządzenia dł.45 szer.40 wys.96 cm

Waga urządzenia 32 kg

Standardowe akcesoria:

1. Tuba ssąca (S) 180 cm 2 szt.
2. Tuba ssąca (L) 180 cm 1szt.
3. Cewnik ssania 1 szt.
4. Włącznik nożny 1szt.
5. Filtr (L) 2 szt.
6. Butle na wydzieliny 2 x 3l (2 x 2l opcja)

Producent:

Doctor's Friend Medical Instrument Co., Ltd.

No.28, Lane 13, Sec. 3, Zhong Shan Rd., Tanzi Shiang, Taichung County, 42756, Taiwan (R.O.C.)

VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: handlowy@videomed.eu