



32

**Kirschner Drähte**  
Kirschner Wire



**Drahtdurchmesser-Kennzeichnung auf Spender**  
**Sterilisation und Aufbewahrung im Spender**

clear size markings on the dispenser  
sterilization and storage in dispenser possible

**für Kirschner-Drähte**  
for Kirschner Wires

<b>32-018-08</b>	0,8 mm	18,0 cm
<b>32-018-10</b>	1,0 mm	18,0 cm
<b>32-018-11</b>	1,1 mm	18,0 cm
<b>32-018-12</b>	1,2 mm	18,0 cm
<b>32-018-13</b>	1,3 mm	18,0 cm
<b>32-018-14</b>	1,4 mm	18,0 cm
<b>32-018-15</b>	1,5 mm	18,0 cm
<b>32-018-16</b>	1,6 mm	18,0 cm
<b>32-018-17</b>	1,7 mm	18,0 cm
<b>32-018-18</b>	1,8 mm	18,0 cm
<b>32-018-20</b>	2,0 mm	18,0 cm
<b>32-018-22</b>	2,2 mm	18,0 cm
<b>32-018-25</b>	2,5 mm	18,0 cm
<b>32-018-30</b>	3,0 mm	18,0 cm

<b>32-033-08</b>	0,8 mm	33,0 cm
<b>32-033-10</b>	1,0 mm	33,0 cm
<b>32-033-11</b>	1,1 mm	33,0 cm
<b>32-033-12</b>	1,2 mm	33,0 cm
<b>32-033-13</b>	1,3 mm	33,0 cm
<b>32-033-14</b>	1,4 mm	33,0 cm
<b>32-033-15</b>	1,5 mm	33,0 cm
<b>32-033-16</b>	1,6 mm	33,0 cm
<b>32-033-17</b>	1,7 mm	33,0 cm
<b>32-033-18</b>	1,8 mm	33,0 cm
<b>32-033-20</b>	2,0 mm	33,0 cm
<b>32-033-22</b>	2,2 mm	33,0 cm
<b>32-033-25</b>	2,5 mm	33,0 cm
<b>32-033-30</b>	3,0 mm	33,0 cm



**Trokarspitze/Trocar point**

mm mm	Länge length	Länge length	Länge length	Länge length
Ø	60 mm	100 mm	150 mm	310 mm
0,6	<b>32-060-06</b>	<b>32-100-06</b>	<b>32-150-06</b>	<b>32-310-06</b>
0,8	<b>32-060-08</b>	<b>32-100-08</b>	<b>32-150-08</b>	<b>32-310-08</b>
0,9	<b>32-060-09</b>	<b>32-100-09</b>	<b>32-150-09</b>	<b>32-310-09</b>
1,0	<b>32-060-10</b>	<b>32-100-10</b>	<b>32-150-10</b>	<b>32-310-10</b>
1,1	<b>32-060-11</b>	<b>32-100-11</b>	<b>32-150-11</b>	<b>32-310-11</b>
1,2	<b>32-060-12</b>	<b>32-100-12</b>	<b>32-150-12</b>	<b>32-310-12</b>
1,3	<b>32-060-13</b>	<b>32-100-13</b>	<b>32-150-13</b>	<b>32-310-13</b>
1,4	<b>32-060-14</b>	<b>32-100-14</b>	<b>32-150-14</b>	<b>32-310-14</b>
1,5	<b>32-060-15</b>	<b>32-100-15</b>	<b>32-150-15</b>	<b>32-310-15</b>
1,6	<b>32-060-16</b>	<b>32-100-16</b>	<b>32-150-16</b>	<b>32-310-16</b>
1,7	<b>32-060-17</b>	<b>32-100-17</b>	<b>32-150-17</b>	<b>32-310-17</b>
1,8	<b>32-060-18</b>	<b>32-100-18</b>	<b>32-150-18</b>	<b>32-310-18</b>
1,9	<b>32-060-19</b>	<b>32-100-19</b>	<b>32-150-19</b>	<b>32-310-19</b>
2,0	<b>32-060-20</b>	<b>32-100-20</b>	<b>32-150-20</b>	<b>32-310-20</b>
2,2	<b>32-060-22</b>	<b>32-100-22</b>	<b>32-150-22</b>	<b>32-310-22</b>
2,4	<b>32-060-24</b>	<b>32-100-24</b>	<b>32-150-24</b>	<b>32-310-24</b>
2,5	<b>32-060-25</b>	<b>32-100-25</b>	<b>32-150-25</b>	<b>32-310-25</b>
3,0	<b>32-060-30</b>	<b>32-100-30</b>	<b>32-150-30</b>	<b>32-310-30</b>

mit flachem Ende  
with flat shaft

□  
Kirschner

in Packung á 10 Stück/ in packages with 10 pieces



Trokarspitze/Trocar point

mm mm Ø	Länge length 60 mm	Länge length 100 mm	Länge length 150 mm	Länge length 310 mm
0,6	32-061-06	32-101-06	32-151-06	32-311-06
0,8	32-061-08	32-101-08	32-151-08	32-311-08
0,9	32-061-09	32-101-09	32-151-09	32-311-09
1,0	32-061-10	32-101-10	32-151-10	32-311-10
1,1	32-061-11	32-101-11	32-151-11	32-311-11
1,2	32-061-12	32-101-12	32-151-12	32-311-12
1,3	32-061-13	32-101-13	32-151-13	32-311-13
1,4	32-061-14	32-101-14	32-151-14	32-311-14
1,5	32-061-15	32-101-15	32-151-15	32-311-15
1,6	32-061-16	32-101-16	32-151-16	32-311-16
1,7	32-061-17	32-101-17	32-151-17	32-311-17
1,8	32-061-18	32-101-18	32-151-18	32-311-28
1,9	32-061-19	32-101-19	32-151-19	32-311-19
2,0	32-061-20	32-101-20	32-151-20	32-311-20
2,2	32-061-22	32-101-22	32-151-22	32-311-22
2,4	32-061-24	32-101-24	32-151-24	32-311-24
2,5	32-061-25	32-101-25	32-151-25	32-311-25
3,0	32-061-30	32-101-30	32-151-30	32-311-30

mit rundem Ende  
with round shaft

in Packung á 10 Stück/ in packages with 10 pieces

Kirschner



Trokarspitze/Trocar point

mm mm Ø	Länge length 100 mm	Länge length 150 mm	Länge length 310 mm
0,6	32-102-06	32-152-06	32-312-06
0,8	32-102-08	32-152-08	32-312-08
0,9	32-102-09	32-152-09	32-312-09
1,0	32-102-10	32-152-10	32-312-10
1,1	32-102-11	32-152-11	32-312-11
1,2	32-102-12	32-152-12	32-312-12
1,3	32-102-13	32-152-13	32-312-13
1,4	32-102-14	32-152-14	32-312-14
1,5	32-102-15	32-152-15	32-312-15
1,6	32-102-16	32-152-16	32-312-16
1,7	32-102-17	32-152-17	32-312-17
1,8	32-102-18	32-152-18	32-312-28
1,9	32-102-19	32-152-19	32-312-19
2,0	32-102-20	32-152-20	32-312-20
2,2	32-102-22	32-152-22	32-312-22
2,4	32-102-24	32-152-24	32-312-24
2,5	32-102-25	32-152-25	32-312-25
3,0	32-102-30	32-152-30	32-312-30

mit Trokarende  
with trocar shaft

in Packung á 10 Stück/ in packages with 10 pieces

Weitere Kirschnerdrähte mit Gewindespitzen, Sonderlängen und aus Titan sind möglich.  
Further Kirschner Wires with thread tips, other length and from Titanium are possible.