

## Stół diagnostyczny - 2072 sterowany elektrycznie

Wysokość siedziska: 510mm ~ 880mm  
Długość: 1950mm  
Szerokość: 650mm  
Podstawa: 500mm x 980mm  
Zaglówek: 430mm x 410mm  
Oparcie ramienia: 650mm x 580mm  
Siedzisko: 650mm 1350mm  
Nośność: 150 kg  
Silniki: 1 szt. - wysokość  
Sterowanie: nożne  
Kąt oparcia: 100 ° ~ 180 °



**Producent:**  
**Ar-El Berber ve Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.**

---

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**  
ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój  
tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33  
web: <http://www.videomed.eu> e-mail: [handlowy@videomed.eu](mailto:handlowy@videomed.eu)