

## Fotel do dializ i pobierania krwi - 2077-4

z 4 silnikami, elektrycznie regulowany: wysokość, oparcie, Trendelenburg, podnózek



Fotel 2077-4 przeznaczony jest do wykonywania dializ, pobierania krwi, wykonywania wlewów, chemioterapii itp. Jego wielofunkcyjność umożliwia wykorzystanie go również do przeprowadzania różnego rodzaju badań w celach diagnostycznych oraz drobnych zabiegów w pozycji siedzącej lub leżącej. Wyposażony został w 4 silniki elektryczne, które umożliwiają regulacje wysokości, oparcia, podnóżka oraz pozycji Trendelenburga i Anty-Trendelenburga. Wykonany jest ze stali pokrytej farbą proszkową. Leże pokryte zostało antybakteryjną eco-skórą a podstawa obudową z tworzywa sztucznego w celu łatwego utrzymania w czystości.

Regulacja wysokości:	520mm - 950mm
Długość po rozłożeniu:	2130mm
Szerokość:	700mm (z podłokietnikami: 1060mm)
Zagłówek:	700mm x 300mm (regulowany 100mm)
Siedzisko:	700mm x 540 mm
Oparcie:	700mm x 600mm
Podnózek:	700mm x 620mm
Oparcie stóp:	200mm x 650mm (regulowane 250mm)
Udźwig:	200 kg
Silniki:	4 sztuki
Sterowanie:	Pilot przewodowy

### Regulacja:

Oparcie	kąt nachylenia w zakresie 0°~ +70°
Oparcie nóg	kąta nachylenia w zakresie 0°~ +30°
Trendelenburg /	15°
Anty-Trendelenburg	5°
Podłokietniki	regulowane w górę i w dół, odchylane, zdejmowane
Zagłówek	regulowany w górę i w dół 100mm
Oparcie stóp	regulowany w górę i w dół 250mm
Wieszak	z lewej lub z prawej strony



### Standardowe Akcesoria:

Wieszak na kroplówkę  
Papier ochronny na rolce  
Zdemowalna poduszka pod głowę

Waga netto: 115kg  
Waga brutto: 145kg

### Producent:

**Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.**  
Demirci Mh. Demirci Cd. Akarca Sk. No:1 Nilüfer/BURSA TÜRKİYE

**VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój  
tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

[www.videomed.eu](http://www.videomed.eu) e-mail: [info@videomed.eu](mailto:info@videomed.eu)