

## Fotel do dializ i pobierania krwi – model 850 - sterowany elektrycznie



Fotel 850 został zaprojektowany i wyprodukowany z myślą o zapewnieniu wieloletniej bezawaryjnej pracy w różnych zastosowaniach, takich jak: banki krwi, stacje dializ, szpitalach i klinikach. Do konstrukcji fotela zastosowano materiały najwyższej jakości. Regulacja podłokietnika umożliwia zajęcie komfortowej pozycji przez pacjenta oraz ułatwia pracę personelowi. Elektryczne sterowanie zapewnia płynne pozycjonowanie. Pilot przewodowy może być umieszczony z obu stron oparcia. Fotel pozwala na uzyskanie pozycji: „głowa wysoko - stopy nisko”, „głowa nisko - stopy wysoko” lub którąś z pozycji pomiędzy.

### Parametry techniczne:

wysokość siedziska:	500mm
wysokość oparcia głowy:	1050 – 860mm
wysokość oparcia stóp:	650 – 840mm
długość fotela:	1470mm

### Pozycje:



„głowa wysoko – stopy nisko”



„głowa nisko - stopy wysoko”

### Akcesoria standardowe:



podłokietniki – 2 szt.



osłona podnóżka - 1szt

### Akcesoria opcjonalne:



wieszak kroplówki – 1 szt

### BICA KCILAR Healthcare Products

Piyalepasa Bulvari, Memorial Center, A Blok, Kat:5, Okmeydani 34384 Istanbul, Turkey

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: [handlowy@videomed.eu](mailto:handlowy@videomed.eu)