



Bronchofiberoskop pediatryczny ENT-PBR to mikro-endoskop giętki przystosowany do pracy z dziećmi. Endoskop posiada giętką końcówkę zintegrowaną z kanałem roboczym oraz kanałem płuczącym. Endoskop posiada zintegrowane oświetlenie światłowodowe.

Opis produktu:

- Giętki mikro-endoskop z wygiętą końcówką
- Zintegrowany kanał roboczy
- Zintegrowany kanał płuczący
- Zintegrowane oświetlenie światłowodowe
- Dezynfekcja zanurzeniowa

Parametry techniczne:

- Rozdzielczość: 3000 Pikseli
- Kąt patrzenia: 0°
- Pole widzenia: 70°
- Średnica końcówki: 2,7 mm (8 Fr.)
- Długość części roboczej: 1000 mm
- Długość urządzenia: 1600 mm
- Kanał roboczy: 1,2 mm / 3,6 Fr., zawór typu Luer
- Kanał płuczący: 0,4 mm / 1,2 Fr
- Wygięcie końcówki: jednostronne, 90°

Producent:

Karlheinz Hinze Optoengineering GmbH&Co.

Kieler Str. 464-470, D - 22525 Hamburg

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: handlowy@videomed.eu