

Fotel do dializ - 2077-4



Regulacja wysokości:	520mm - 950mm
Długość po rozłożeniu:	2130mm
Podstawa fotela:	na kółkach z hamulcami
Szerokość:	700mm (z podłokietnikami: 1060mm)
Zagłówek:	700mm x 300mm (regulowany 100mm)
Siedzisko:	700mm x 540 mm
Oparcie:	700mm x 600mm
Podnózek:	700mm x 620mm
Wsparcie podnóżka:	200mm x 650mm (regulowane 250mm)
Udźwig:	200 kg
Silnik:	czteroczęściowy
Panel sterowania:	ręczny

Regulacja:

Oparcie	kąt nachylenia w zakresie 0°~ +70°
Podnózek	kąta nachylenia w zakresie 0°~ +30°
Trendelenburg	-5°~ +15°
Podłokietniki	regulowane w górę i w dół

Wymiary przy pakowaniu: 152 x 77 x 99cm
Waga netto: 212kg
Waga brutto: 240kg



Akcesoria:

Wieszak na kroplówkę (stal nierdzewna)
Papier ochronny na rolce,
4 Blokowane kółka,
Przenośna poduszka pod głowę

Producent:

Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.
Demirci Mh. Demirci Cd. Akarca Sk. No:1 Nilüfer/BURSA TÜRKİYE

Fotel do dializ i pobierania krwi - 2008



Długość:	1600 mm
Szerokość:	600 mm (800 mm z podłokietnikami)
Siedzisko:	600 mm x 450 mm
Regulacja siedziska:	stałe
Wysokość siedziska:	500 mm
Oparcie pleców:	600 mm x 770 mm
Regulacja oparcia pleców:	-8° ~ +85°
Oparcie nóg:	560 mm x 360 mm
Regulacja oparcia nóg:	90° ~ 180°
Podłokietniki:	regulacja w górę-dół i lewo-prawo i do przodu - do tyłu i obrotowe
Udźwig:	150 kg

Elektrycznie regulowany kąt oparcia pleców oraz podnóżka

UPHOLSTERY COLOUR
ALTERNATIVES



Producent:

Ar-El Berber ve Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Demirci Mh. Demirci Cd. Akarca Sk. No:1 Nilüfer/BURSA TÜRKİYE

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: handlowy@videomed.eu

Fotel do pobierania krwi i dializ – 2077



Parametry:

Wysokość siedziska:	510mm
Długość:	1630mm
Szerokość:	800mm (1300mm z wieszakiem)
Siedzisko:	530mm x 440mm
Oparcie:	530mm x 770mm
Oparcie nóg:	530mm x 260mm
Udźwig:	150 kg
Farba:	ESD
Bezpieczeństwo:	powłoka poliestrowa, blokowane kółka

Aksesoria:

Wieszak na kroplówkę
Papier ochronny na rolce
Zdemowalna poduszka pod głowę
Kółka z hamulcami

Funkcje:

Oparcie:	regulacja w zakresie 100° ~ 185°
Zaglówek:	możliwość zdjęcia / założenia na oparciu
Siedzisko:	regulowany kąt zależnie od położenia oparcia
Podłokietniki:	nieruchome
Oparcie nóg:	regulowany kąt zależnie od położenia oparcia
Wieszak:	regulowana wysokość
Blat roboczy:	składany



Producent:

Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.
Demirci Mh. Demirci Cd. Akarca Sk. No:1
Nilüfer/BURSA TÜRKİYE

VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: handlowy@videomed.eu

Fotel do dializ i pobierania krwi – 2007

Parametry:

Wysokość:	430 mm
Długość:	1620 mm
Szerokość:	760 mm
Siedzisko:	540 mm x 390 mm
Oparcie:	540 mm x 790 mm
Oparcie nóg:	500 mm x 300 mm
Udźwig:	150 kg
Regulacja oparcia:	ręczna
Farba:	ESD
Siedzisko:	nieruchome
Regulacja oparcia w zakresie	105° ~ 185°
Regulowane kątem oparcia nóg	zależnie od położenia oparcia



Aksesoria:

- Podłokietniki – 2szt o regulowanej wysokości i obrocie
- Wieszak na kroplówki ze stali nierdzewnej o regulowanej wysokości

Producent:

Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.
Demirci Mh. Demirci Cd. Akarca Sk. No:1 Nilüfer/BURSA TÜRKİYE

VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: handlowy@videomed.eu

Fotel do dializ i pobierania krwi – 855



Model 855 przeznaczony jest do pobierania krwi, dokonywania transfuzji lub podawania leków dożylnie. Umożliwia również w bezpieczny i wygodny sposób transportowanie pacjenta. Posiada sterowanie mechaniczne - dźwignie za oparciem na uchwycie do przemieszczanie fotela. Regulacja odbywa się za pomocą sprężyny gazowej: oparcie pleców, pozycja Trendelenburga oraz pozycja podłokietników. Pozycja Trendelenburga i regulację oparcia zintegrowaną z sekcją nóg. Wysokość zagłówka można regulować do wymaganego poziomu w celu zapewnienia pacjentowi komfortu. Podłokietniki w kształcie litery U, automatycznie dostosowują się do pozycji oparcia fotela. Posiadają mocowanie na przegubie kulowym

co umożliwia ustalenie ramienia pacjenta od wymaganej pozycji (regulacja wysokości oraz kąta). Podłokietnik może być odchylny do pionu w celu ułatwienia wejścia pacjenta na fotel. Fotel wyposażony jest w bezszwową, antybakteryjną tapicerkę odporną na działanie środków dezynfekcyjnych, wykonaną z poliuretanu zapewniającą higienę i długi okres eksploatacji. Części metalowe pokryte są farbą proszkową. Duże antystatyczne kółka pozwalają na dużą zwrotność i zapewniają wysoki komfort podczas transportu. Tylne kółka posiadają system hamulców i wolnego ruchu kąтового przy skręcaniu. Nieruchome kółka umieszczone z przodu i mocne uchwyty znajdujące się za oparciem zapewniają łatwe manewrowanie i utrzymanie kierunku jazdy.

Wysokość siedziska: 570 mm \pm 20 mm
Długość: 1850 mm \pm 20 mm
Siedzisko: 530 x 540 mm \pm 20 mm
Podnóżek: 510 x 440 mm \pm 20 mm
Oparcie: 530 x 890 mm \pm 20 mm
Podłokietnik: 120 x 450 mm
Podglówek: 285 x 250 mm
Nośność: 150 kg

Kąt regulacji oparcia: 20 ° ~ 90 °
Kąt regulacji podnóżka: 0 ° ~ 90 °
Pozycja Trendelenburga: 14 °

Masa fotela bez akcesoriów: 63,5 kg
Dostępne kolory: zielony, niebieski, szary



Producent:

BICA KCILAR Healthcare Products

Piyalepasa Bulvari, Memorial Center, A Blok, Kat:5, Okmeydani 34384 Istanbul, Turkey

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: handlowy@videomed.eu

Fotel do dializ i pobierania krwi – model 850 - sterowany elektrycznie



Fotel 850 został zaprojektowany i wyprodukowany z myślą o zapewnieniu wieloletniej bezawaryjnej pracy w różnych zastosowaniach, takich jak: banki krwi, stacje dializ, szpitalach i klinikach. Do konstrukcji fotela zastosowano materiały najwyższej jakości. Regulacja podłokietnika umożliwia zajęcie komfortowej pozycji przez pacjenta oraz ułatwia pracę personelowi. Elektryczne sterowanie zapewnia płynne pozycjonowanie. Pilot przewodowy może być umieszczony z obu stron oparcia. Fotel pozwala na uzyskanie pozycji: „głowa wysoko - stopy nisko”, „głowa nisko - stopy wysoko” lub którąś z pozycji pomiędzy.

Parametry techniczne:

wysokość siedziska:	500mm
wysokość oparcia głowy:	1050 – 860mm
wysokość oparcia stóp:	650 – 840mm
długość fotela:	1470mm

Pozycje:



„głowa wysoko – stopy nisko”



„głowa nisko - stopy wysoko”

Akcesoria standardowe:



podłokietniki – 2 szt.



osłona podnóżka - 1szt

Akcesoria opcjonalne:



wieszak kroplówki – 1 szt

BICA KCILAR Healthcare Products

Piyalepasa Bulvari, Memorial Center, A Blok, Kat:5, Okmeydani 34384 Istanbul, Turkey

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: handlowy@videomed.eu