

Fotele i stołki lekarskie



Obrotowy **fotel lekarski - 1001** to fotel wyposażony w sprężynę gazową regulującą wysokość. Regulacja odbywa się za pomocą przycisku nożnego. Naciśnięcie przycisku podczas siedzenia na fotelu powoduje obniżenie wysokości, natomiast gdy fotel jest nie obciążony zwiększa swoją wysokość. Regulacja oparcia: pod oparciem znajdują się dwa pokręta: prawe, służy do regulacji wysokości oparcia, natomiast lewe, do regulacji kąta nachylenia.

- Regulacja wysokość siedziska: 510mm ~ 670mm
- Regulacja wysokości oparcia: 90mm w górę/dół
- Regulacja kąta nachylenia oparcia: 90° - 115°
- Tapicerka antybakteryjna, sztuczna skóra, beższwowa

Obrotowy **fotel stołek lekarski - 1002** to posiada regulowaną wysokość siedziska (sprężyna gazowa), odbywającą się poprzez naciśnięcie nogą metalowego pedału. Naciśnięcie przycisku podczas siedzenia na stołku powoduje obniżenie wysokości, natomiast gdy stołek jest nie obciążony zwiększa swoją wysokość.

- Wysokość siedziska: 450mm ~ 610mm
- Średnica siedziska: 38cm
- Średnica pedału metalowego: 60cm
- Tapicerka antybakteryjna, sztuczna skóra, beższwowa



Fotel 1003 to hydrauliczny fotel lekarski. Fotel posiada regulacje oparcia i wysokości siedziska.

- Regulacja wysokość siedziska: 510mm ~ 670mm
- Regulacja wysokości oparcia: 90mm w górę/dół
- Regulacja kąta nachylenia oparcia: 90° - 115°
- Tapicerka antybakteryjna, sztuczna skóra, beższwowa

Fotel lekarski 1004 to prosty fotel wyposażony w hydrauliczną regulację wysokości siedziska.

- Wysokość siedziska: 450mm ~ 610mm
- Średnica siedziska: 38cm
- Tapicerka antybakteryjna, sztuczna skóra, beższwowa

Fotele dostępne są w szerokiej palecie barw.

Producent:

Ar-El Berber ve Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Demirci Mh. Demirci Cd. Akarca Sk. No:1 Nilüfer/BURSA TÜRKİYE

