

## Okulary do obserwacji oczopląsu

- 08-412** Soczewki zamocowane na stałe  
Zasobnik baterii typu „C”  
Regulacja jasności  
Kolor: czarny
- 08-423** Soczewki zamocowane na stałe  
Przewód zasilający – długość: 1,5m  
Zasilanie: 4V 700mA (zasilacz - opcja)  
Opaska podtrzymująca okulary na głowie  
Kolor: czarny
- 08-424** Soczewki zamocowane na stałe  
Zasobnik baterii typu „C”  
Regulacja jasności  
Kolor: czarny
- 08-427** Soczewki zamocowane na stałe  
Przewód zasilający – długość: 1,5m  
Zasilanie: 4V 700mA (zasilacz - opcja)  
Opaska podtrzymująca okulary na głowie  
Kolor: biały
- 08-428** Soczewki zamocowane na stałe  
Zasobnik baterii typu „C”  
Regulacja jasności  
Kolor: biały

**Akcesoria opcjonalne:**  
Zasilacz 4V 700mA

