

## Stół diagnostyczny - 2072 sterowany elektrycznie

Wysokość siedziska: 510mm ~ 880mm  
Długość: 1950mm  
Szerokość: 650mm  
Podstawa: 500mm x 980mm  
Zaglówek: 430mm x 410mm  
Oparcie ramienia: 650mm x 580mm  
Siedzisko: 650mm 1350mm  
Nośność: 150 kg  
Silniki: 1 szt. - wysokość  
Sterowanie: nożne  
Kąt oparcia: 100 ° ~ 180 °



**Producent:**  
**Ar-El Berber ve Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.**

---

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**  
ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój  
tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33  
web: <http://www.videomed.eu> e-mail: [handlowy@videomed.eu](mailto:handlowy@videomed.eu)

## Stół operacyjny - okulistyczny – 2075



**Model 2075** posiada sterowaną elektrycznie: pionową kolumnę wysokości, kąt pochylenia. Podstawa wyposażona jest w blokadę kółek. Stół wyposażony jest w bezszwową, antybakteryjną tapicerkę wykonaną ze sztucznej skóry, części metalowe pokryte są farbą ESD.



Regulacja wysokości (elektryczna): 520mm – 880mm

Długość: 2200mm

Szerokość: 550mm

Podstawa: 500 x 980mm

Sekcja głowy: 215 x 235mm

Sekcja pleców: 480 x 330mm

Sekcja leżąca: 480 x 1500mm

Nośność: 150 kg

Silniki: 2 sztuki

Sterowanie: nożne

Sekcja głowy: regulacja pochylenia 20°, system usztywnienia głowy

Regulacja położenia: 160° ~ 180°

### Producent:

**Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.**

---

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: [handlowy@videomed.eu](mailto:handlowy@videomed.eu)

## 2074 OPERATION TABLE

with 3 Motors Electrically adjustable height – backrest – seat – trendelenburg



### Technical Details:

Table Height : 740mm - 1040 mm  
 Table Length : 2040mm  
 Table Width : 500mm  
 Table Base : 500mm x 1000mm  
 Head Section : 500mm x 295mm  
 Back Section : 500mm x 600mm  
 Seat Section : 500mm x 460 mm  
 Leg Section : 240mm x 665mm  
 Motor : 3 pieces  
 Lifting Capacity: 150 kg  
 Command Module : Foot switch



### Functional Details:

Head Section : Detachable, Adjustable height 0-80mm, Up-Down :  $-90^{\circ} \sim +10^{\circ}$   
 Back Section :  $-25^{\circ} \sim +70^{\circ}$   
 Trendelenburg / Reverse trendelenburg :  $-22^{\circ} \sim 22^{\circ}$   
 Leg Section : Left - Right each Detachable, Downwards form the horizontal :  $-90^{\circ}$

### Standart Accessories:

Serum Hanger (stainless steel), Anaesthetize frame (stainless steel) , Rails&Armrest (2pcs), Antistatic body belt.  
 Locable Casters (3pcs)

**Optional Accessories :** Knee crutches (2pcs), Waste tray (1pc)

**Packing Details:** Net weight : 213 Kg , Gross weight : 238 Kg


Packing Dimensions : 152x77x99cm

**Warranty:** 2 years



## 2079-1 OPERATION TABLE

with 1 Motor Electrically adjustable height –Gas spring adjustable backrest and Legrest – fixed seat



### Technical Details:

Table Height : 650mm - 1020 mm

Table Length : 1920mm

Table Width : 550mm

Table Base : 500mm x 980mm

Head Section : 550mm x 260mm

Back Section : 550mm x 500mm

Seat Section : 550mm x 455 mm

Leg Section : 550mm x 650mm

Lifting Capacity : 150 kg

Motor : 1 piece

Command Module : Foot switch

### Functional Details:

Head Section : Detachable, Adjustable height 0-80mm, Up-Down :  $-90^{\circ} \sim +10^{\circ}$

Back Section :  $0^{\circ} \sim +80^{\circ}$

Leg Section : Foldable , Downwards form the horizontal :  $-90^{\circ}$

### Standart Accessories:

Serum Hanger (stainless steel), Anaesthetize frame (stainless steel) , Rails&Armrest (2pcs), Knee crutches: (2pcs).

**Optional Accessories :** Locable Casters

### Packing Details:

Net weight : 159 Kg

Gross weight : 184 Kg

Packing Dimensions : 152x77x99cm

**Warranty :** 2 years

## 2075 EYE OPERATION TABLE with 2 Motors Electrically adjustable height and trendelenburg



### Technical Details:

Table Height : 520mm - 880 mm  
Table Length : 2200mm  
Table Width : 550mm  
Table Base : 500mm x 980mm  
Head Section : 215mm x 235mm  
Shoulder Section: 480mm x 330mm  
Bed Section : 550mm x 1500 mm  
Lifting Capacity : 150 kg  
Motor : 2 Pieces  
Command Module : Foot switch



### Functional Details:

Head Section : Upwards : +20°,  
Flexible polyurethane headpads bends all directions  
Shoulder Section : 0° ~ +35°  
Trendelenburg : 0° ~ +25°

### Standart Accessories:

Headrest frame ( stainless steel) , Anaesthetize frame ( stainless steel), Rails&Armrests(2pcs)

**Optional Accessories :** Locable Casters

### Packing Details:

Net weight : 157 Kg  
Gross weight : 195 Kg  
Packing Dimensions : 209x73x80cm

**Warranty :** 2 years

## 2078-1 VETERINARY SURGICAL TABLE

with 1 Motor Electrically adjustable height – Gas spring adjustable trendelenburg



### Technical Details:

Table Height : 600mm - 1070 mm  
Table Length : 1340mm  
Table Width : 650mm  
Table Base : 460mm x 1060mm  
Lifting Capacity : 150 kg  
Motor : 1 piece  
Command Module : Hand switch

### Functional Details:

Table : Adjustable height  
Trendelenburg : 0° ~ +40°  
Grill Section : stainless steel with inclination ( 20mm) and removable.

**Optional Accessories** : Locable Casters (4pcs)

### Packing Details:

Net weight : 117 Kg  
Gross weight : 142 Kg  
Packing Dimensions : 152x77x99cm

**Warranty** : 2 years

## 2076-1 PROCTOLOGY TABLE

with 2 Motors Electrically adjustable height and trendelenburg – gas spring adjustable Legrest



### Technical Details:

Table Height	: 690mm - 1050mm
Table Length	: 1880mm
Table Width	: 550mm
Table Base	: 500mm x 980mm
Bed Section	: 1000mm x 550mm
Leg Section	: 500mm x 550mm
Knee Section	: 300mm x 550mm
Lifting Capacity	: 150 kg
Motor	: 2 pieces
Command Module:	Foot switch



### Functional Details:

Trendelenburg	: 0° ~ +23°
Leg Section	: Downwards form the horizontal : -90°
Knee Section	: Adjustable and movable up and down between 0 and 200mm.
Stomach support apparatus	: Can easily assemble with both side rails and movable up and down.
Upholstery	: Anti Bacterial , Artificial Leather

### Standart Accessories:

Stomach support apparatus (1pc)

**Optional Accessories** : Locable Casters

### Packing Details:

Net weight	: 160 Kg
Gross weight	: 185 Kg
Packing Dimensions	: 152x77x99cm

**Warranty** : 2 years

## 2072 EXAMINATION TABLE

with 1 Motor Electrically adjustable height – Gas spring adjustable headrest



### Technical Details:

Table Height : 510mm - 880 mm

Table Length : 1950mm

Table Width : 650mm

Table Base : 500mm x 980mm

Head Section : 430mm x 410mm

Shoulder Section : 650mm x 580mm

Seat Section : 650mm x 1350 mm

Lifting Capacity : 150 kg

Motor : 1 piece

Command Module : Foot switch

### Functional Details:

Shoulder ( head ) Section : 0° ~ +80° with movable head cushion

Bed Section : Adjustable height parallel of floor. Stainless steel Rails ( left & right ) for accessory hanging.

Optional Accessories : Locable Casters

### Packing Details:

Net weight : 150 Kg

Gross weight : 188 Kg

Packing Dimensions : 204x72x75cm

Warranty : 2 years



## Stół operacyjny - 2079-1 z silnikiem elektrycznie regulującym wysokość



### Parametry:

Regulacja wysokości: 650mm - 1020mm  
Długość: 1920mm  
Szerokość: 550mm  
Podstawa: 500mm x 980mm  
Zaglówek: 550mm x 260mm  
Oparcie: 550mm x 500mm  
Siedzisko: 550mm x 455mm  
Podnóżki: 550mm x 650mm  
Nośność: 150 kg  
Silniki: 1 szt.  
Sterowanie: nożne

### Regulacja:

Zaglówek Zdemowalny, regulacja wysokości 0-80 mm, regulacja kąta -90°~ +10°  
Oparcie kąt nachylenia w zakresie 0°~ +80°  
Trendelenburg / 22°/22°  
Anty-Trendelenburg  
Podnóżki odchylane a w dół pod kątem - 90°

### Akcesoria standardowe:

Wieszak na kroplówkę  
Ramka anestezyjologiczna  
Szyny po obu stronach stołu  
Podkolanniki (2 szt.)

### Akcesoria opcjonalne:

Kółka z blokadą



### Producent:

Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.