

Stół operacyjny - 2079-1 z silnikiem elektrycznie regulującym wysokość



Parametry:

Regulacja wysokości: 650mm - 1020mm
Długość: 1920mm
Szerokość: 550mm
Podstawa: 500mm x 980mm
Zaglówek: 550mm x 260mm
Oparcie: 550mm x 500mm
Siedzisko: 550mm x 455mm
Podnóżki: 550mm x 650mm
Nośność: 150 kg
Silniki: 1 szt.
Sterowanie: nożne

Regulacja:

Zaglówek Zdemowalny, regulacja wysokości 0-80 mm, regulacja kąta -90°~ +10°
Oparcie kąt nachylenia w zakresie 0°~ +80°
Trendelenburg / 22°/22°
Anty-Trendelenburg
Podnóżki odchylane a w dół pod kątem - 90°

Akcesoria standardowe:

Wieszak na kroplówkę
Ramka anestezyjologiczna
Szyny po obu stronach stołu
Podkolanniki (2 szt.)

Akcesoria opcjonalne:

Kółka z blokadą



Producent:

Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.