

Fotel do dializ - 2077-4



Regulacja wysokości:	520mm - 950mm
Długość po rozłożeniu:	2130mm
Podstawa fotela:	na kółkach z hamulcami
Szerokość:	700mm (z podłokietnikami: 1060mm)
Zagłówek:	700mm x 300mm (regulowany 100mm)
Siedzisko:	700mm x 540 mm
Oparcie:	700mm x 600mm
Podnózek:	700mm x 620mm
Wsparcie podnóżka:	200mm x 650mm (regulowane 250mm)
Udźwig:	200 kg
Silnik:	czteroczęściowy
Panel sterowania:	ręczny

Regulacja:

Oparcie	kąt nachylenia w zakresie 0°~ +70°
Podnózek	kąta nachylenia w zakresie 0°~ +30°
Trendelenburg	-5°~ +15°
Podłokietniki	regulowane w górę i w dół

Wymiary przy pakowaniu: 152 x 77 x 99cm
Waga netto: 212kg
Waga brutto: 240kg

Producent:

Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.
Demirci Mh. Demirci Cd. Akarca Sk. No:1 Nilüfer/BURSA TÜRKİYE



Akcesoria:

Wieszak na kroplówkę (stal nierdzewna)
Papier ochronny na rolce,
4 Blokowane kółka,
Przenośna poduszka pod głowę