

## Nasofaryngoskopy: ENT-3230-FL i ENT-3830-FL



Nasofaryngoskopy niemieckiej firmy Karlheinz Hinze. Doskonała jakość, perfekcyjne wykonanie. Dostępne w dwóch wersjach produkcyjnych do badania dzieci i dorosłych. Gniazdo światłowodu kompatybilne z systemem STORZ

### Parametry techniczne:

Model	ENT-3230-FL	ENT-3830-FL
Pole widzenia	85°	85°
Głębina ostrości	3mm ~ ∞	3mm ~ ∞
Zakres ruchu	160° – góra, 160° – dół	150° – góra, 150° – dół
Średnica końcówki dystalnej	Ø 3,2mm	Ø 3,8mm
Średnica tuby inercyjnej	Ø 3,2mm	Ø 3,8mm
Długość robocza	300mm	300mm

### Producent:

Karlheinz Hinze Optoengineering GmbH&Co.  
Kieler Str. 464-470, D - 22525 Hamburg, Germany