

Przenośny ssak medyczny - DF-650

Wskaźnik ciśnienia

Wyłącznik

Węże przelewowe

Butle na wydzieliny



Dzięki zastosowaniu do budowy pompy specjalnych stopów aluminium SSAK ma niewielką wagę oraz trwałość i wysoką wydajność.

Obudowa z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS, ssak ma ładny, delikatnie błyszczący wygląd i jest łatwy w utrzymaniu czystości.

Nowoczesna zintegrowana z silnikiem bezolejowa cicha pompa próżniowa zapewnia niski poziom hałasu i nie wydziela szkodliwych oparów oleju.

Sterylizacja węży i zbiorników w autoklawie.

Parametry techniczne:

Napięcie zmienne AC: 220V-240V
Filtry przeciwbakteryjne 2 sztuki
Butle na wydzieliny 2 x 3l
Wydajność maksymalna >80 l / min
Podciśnienie maksymalne >720mmHg (96kPa)
Płynna regulacja podciśnienia 0-720 mmHg

Atrybuty:

Wyłącznik nożny 1 szt
Kółka 4 szt
Waga całkowita 19 kg

Producent:

Doctor's Friend Medical Instrument Co., Ltd.
No.28, Lane 13, Sec. 3, Zhong Shan Rd., Tanzi Shiang, Taichung County, 42756,
Taiwan (R.O.C.)