

Medyczne ssaki elektryczne serii – DF-506





1. Filtr przeciwbakteryjny
2. Zabezpieczenie
3. Butla z tworzywa 3l
4. Regulator ciśnienia
5. Wskaźnik podciśnienia
6. Przełącznik ON / OFF
7. Pojemnik na przewód zasilający
8. Przewód zasilający
9. Podłączenie przycisku nożnego

Parametry techniczne

Moc: 200W
 Przepływ maksymalny: **45 l/min**
 Maksymalne podciśnienie: 0 ~ 720 mmHg
 Pojemność butli: 3l
 Poziom hałasu: <45 dBA

Dostępne modele:

DF-506 K	DF-506 M	DF-506 L
 <p>Przenośny, pojemnik 1 x 3l Wymiar: 53 x 26 x 37 cm [Dł x Szer x Wys] Waga: 10,8 kg</p>	 <p>Przewoźny, pojemnik 1 x 3l Wymiar: 38 x 28 x 85 cm [Dł x Szer x Wys] Waga: 12 kg</p>	 <p>Przewoźny, pojemnik 2 x 3l Wymiar: 42 x 28 x 85 cm [Dł x Szer x Wys] Waga: 13 kg</p>

Producent:

Doctor's Friend Medical Instrument Co., Ltd.
 No.28, Lane 13, Sec. 3, Zhong Shan Rd., Tanzi Shiang, Taichung County, 42756, Taiwan (R.O.C.)

Nowoczesna zintegrowana z silnikiem bezolejowa cicha pompa próżniowa zapewnia niski poziom hałasu i nie wydziela szkodliwych oparów oleju

Dzięki zastosowaniu do budowy pompy specjalnych stopów aluminium SSAK ma niewielką wagę oraz wysoką trwałość i wydajność.

Obudowa z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS, ssak ma ładny, delikatnie błyszczący wygląd i jest łatwy w utrzymaniu czystości

Butla ssaka wykonana jest ze specjalnego materiału odpornego na wysoką temperaturę, wysokie ciśnienie, uderzenia, itp.

Ssaki standardowo posiadają butle 3 litrowe z możliwością zastosowania butli o innych pojemnościach

Standardowe akcesoria

Dren 180cm
 Końcówka ssąca jednorazowa
 Filtry 2szt.
 Bezpieczniki 2szt.
 Włącznik nożny
 Instrukcja obsługi