

## Kaloryzator powietrzny z aktywnym chłodzeniem **KALORistar arctic**



**KALORistar Arctic** to wydajne urządzenie służące do pobudzania termicznego ucha środkowego. Posiada aktywne chłodzenie, dzięki któremu jest możliwe pobudzanie zimnym powietrzem również w gorące dni. Polecany do gabinetów prywatnych i klinik. Kaloryzator może być sterowany z komputera klasy PC przy współpracy z systemem eVNG firmy BioMed Jena GmbH.

### **Dane techniczne:**

Zasilanie: 230V~ $\pm$  5%; 50Hz  
Pobór prądu: max. 250 mA  
Pobór mocy: max. 60W  
Czas trwania bodźca: 10s ~ 210s  
Temperatura powietrza: 20°C ~ 47°C (nie mniej niż 8°C poniżej temperatury otoczenia)  
Przepływ powietrza: 5,0 l/min.  $\pm$  10%  
Wymiary: 115 x 307 x 257 mm (wys. szer. głęb.)  
Waga: 3,5 kg

### **Bezpieczeństwo:**

Klasa bezpieczeństwa (EN 60601-1): I  
Stopień bezpieczeństwa; Typ B  
Rodzaj ochrony: IPX0  
Klasyfikacja IIA: zgodnie z Zał. IX Wytycznych EG 93/42/EWG  
Oznaczenie CE: CE 0124  
Zastosowane normy: EN 60601-1:1990 + A1:1993 + A2: 1995, EN 60601-1-2:2001 (EMV/EMC)

Producent:

**BioMed Jena GmbH**

**Lutherstr. 148, 07743 Jena, Germany**

---

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: [handlowy@videomed.eu](mailto:handlowy@videomed.eu)