



## MONA ONE SHR-950B

### System do depilacji



#### Zastosowanie SHR-950B:

- Usuwanie zbędnego owłosienia.
- Odmladzanie skóry.  
Zmniejsza pory, napina skórę, poprawia elastyczność i świetlistość cery.
- Usuwanie przebarwień.  
Usuwanie różnego rodzaju zmian pigmentacyjnych takich jak piegi, melanodermia, plamy starcze, przebarwienia słoneczne.
- Usuwanie trądziku.


Długość fali	HR: 650-950 nm
	Opcjonalnie: (:SR:560-950 nm, VR 420-950 nm, PR 530-950 nm, AR 500-950 nm)
Płynność	Światło IPL&E: 10-50J/cm <sup>2</sup> SHR: 1-10 J/cm <sup>2</sup>
Częstotliwość	Światło IPL&E: ≤0.5 HZ SHR: 1-8 HZ SHR&SSR: 1-2 HZ
Moc RF	30W
Moc wejściowa	3000W
Źródło mocy	Czysty szafir
Lampa	Lampa importowana

**VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**  
ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój Polska  
tel. +48 74 843 2829 fax +48 74 840 17 33  
web: <http://www.videomed.eu> e-mail: [info@videomed.eu](mailto:info@videomed.eu)



Wielkość plamki	10*40 mm dla (SR,VR,AR,PR) 15*50 mm dla HR
Temperatura chłodzenia	Max -10 st C
System chłodzenia	Wbudowane chłodzenie wodą + chłodzenie półprzewodnikowe + chłodzenie powietrzem
Wyświetlacz LCD	10.4 cala, dotykowy, kolorowy
Waga	50 kg
Wymiary urządzenia	345 mm x 520 mm x 1090 mm
Wymiary opakowania	570 mm x 660 mm x 1200 mm

**Przed i po kuracji:**





---

**VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**  
ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój Polska  
tel. +48 74 843 2829 fax +48 74 840 17 33  
web: <http://www.videomed.eu> e-mail: [info@videomed.eu](mailto:info@videomed.eu)