



NOWOŚĆ ! Beztrzęciowe baterie do aparatów słuchowych

Oferujemy Państwu najnowocześniejsze, ekologiczne, beztrzęciowe baterie do aparatów słuchowych. Baterie dostępne są w 4 standardowych rozmiarach: 10ds, 13ds, 312ds oraz 675ds. Baterie Icell są bardzo trwałe, posiadają wygodną do usunięcia folię ochronną. Pakowane są w opakowania zbiorcze po 6 sztuk.

	10ds	13ds	312ds	675ds
Napięcie:	1.45V	1.45V	1.45V	1.45V
Typowa pojemność:	90mAh (szacowane 0.7mA ciągle i 3mA / 100ms Impulsy 25 °C w 60%)	270mAh (szacowane 2mA ciągle i 6mA / 100ms Impulsy 25 °C w 60%)	165mAh (szacowane 1.2mA ciągle i 5mA / 100ms Impulsy 25 °C w 60%)	550mAh (szacowane 5mA ciągle i 15mA / 100ms Impulsy 25 °C w 60%)
Średnia waga	0,3g	0,82g	0,53g	1,63g
Temperatura pracy	0°C - 50°C	0°C - 50°C	0°C - 50°C	0°C - 50°C
Impedancja:	$\leq 8\Omega$ (w AC 1kHz)	$\leq 5\Omega$ (w AC 1kHz)	$\leq 5\Omega$ (w AC 1kHz)	$\leq 3\Omega$ (w AC 1kHz)
Dostępny prąd:	4mA przy 1.1V	10mA przy 1.1V	10mA przy 1.1V	20mA przy 1.1V
IEC:	PR70	PR48	PR41	PR48
Zaciski:	płaskie	płaskie	płaskie	płaskie
Trwałość:	4 lata	4 lata	4 lata	4 lata