

VIDEOENDOSKOPY SERIA 2800

**Videoeskopy
Seria 2800**

**Videogastroskop
Videokolonoskop**

zintegrowane z

Videoprocetorem





VIDEOENDOSKOPY SERIA 2800

Seria stworzona do diagnostyki w wysokiej rozdzielczości. Wszystkie endoskopy są wodoodporne, bez przeszkód można je czyścić i dezynfekować w płynach, posiadają wygodny w użyciu tester szczelności.

Videoprocessor VEP-2800

Wyjście	RGB, S-Video, Composite
Regulacja koloru	Jasność, Poziom czerwieni i błękitu
Szczegół	H.M.L
Iris	Średnie1/Średnie2/Szczytowe
Przechowanie obrazów	Karta SD
Moc znamionowa	220-240V/50-60 Hz

Videoendoskopy

Typ	Gastroskopy GVE-2600/ X/P/S/XS/PS	Kolonoskopy CVE- 2600TM/LM/IN/SM/TMS/LMS/IMS/SMS
Pole patrzenia	120 – 150 stopni	120 – 150 stopni
Głębokość pola	3~100 mm	3~100 mm
Wygięcie końcówki	210 (górze), 90 (dół), 100 (lewo), 100 (prawy)	180 (górze), 180 (dół), 160 (lewo), 160 (prawy)
Średnica końcówki dystalnej	9,0 mm/ 9,2 mm/ 9,8 mm	11,8 mm / 12,8 mm
Średnica sondy	9,0 mm/ 9,2 mm/ 9,8 mm	11,8 mm / 12,8 mm
Kanał roboczy	2,2 mm / 2,8 mm	3,2 mm –/3,8 mm
Długość robocza	1050 mm	1700mm/ 1550mm/ 1330mm/ 790 mm