

ePOSTURO



EPOSTURO - to nowoczesna posturografia z wykorzystaniem komputera przeznaczona do codziennej pracy.

Środek ciężkości (COG) jest ważnym elementem równowagi i powinien być brany pod uwagę przy ocenie postawy. Z oprogramowaniem ePOSTURO i maską lub czujnikiem eVNG / eHIT można łatwo przeprowadzić posturografię zarówno statyczną jak i dynamiczną. Oprogramowanie automatycznie analizuje wszystkie istotne czynniki.

Cechy:

- Bluetooth 2.1
- Ładowanie bezprzewodowe
- Współpracuje z maską eHIT/eVNG
- Do 3 synchronicznie działających urządzeń mobilnych
- +/- 0,5 ° w pionie i 2 ° w poziomie
- Częstotliwość próbkowania 100 Hz
- Animacja 3D
- Kompatybilny z Win 7,8,10
- Praca w sieci
- Automatyczna próba Unterbergera

