

## Kolposkop AC-4000



Kolposkop AC-4000 jest komfortowym rozwiązaniem dla diagnostyki szyjki macicy

ALLTION AC-4000:

- kamera cyfrowa 1/4" kolorowa CCD z autofokusem
- wbudowany ekran LCD w głowicę kolposkopu do szybkiego podglądu
- powiększenie optyczne 22x
- powiększenie cyfrowe 16x
- maksymalne powiększenie 352x
- źródło światła: białe diody LED umiejscowione dookoła oka kamery, żywotność diod ponad 50.000 godzin pracy
- zaawansowana technologia obróbki zdjęć dzięki specjalnemu oprogramowaniu
- rozdzielczość: 550 linii
- rozdzielczość foto/video: 720x576
- ogniskowa dla auto-focus w zakresie: 200-400 mm
- ogniskowa dla regulacji manualnej w zakresie: 150-450 mm
- średnica pola widzenia: 10-160 mm
- kąt widzenia: 2,4-49,5 mm
- filtr: czerwony, niebieski, zielony
- polaryzacyjny układ redukcji odbłasków
- współpraca z systemem: Windows XP i Windows 7
- waga: 9,5 kg
- możliwość podłączenia do komputera i drukarki
- podstawa jezdna z regulacją wysokości: 58-95 cm, zawiera 5 kół wszystkie blokowane

Kolposkop w zestawie zawiera:

- kolposkop cyfrowy z kamerą
- pilot przewodowy
- stojak jezdny
- złącze do komputera stacjonarnego
- oprogramowanie w jęz. angielskim, z szerokim wyborem filtrów i ustawień (filtr negatywowy, skala, stop klatka)

Opcje:

- adapter do bezpośredniego podłączenia do TV
- kolumna z uchwytem monitora
- Monitor 22" z wejściem video
- oprogramowanie do archiwizacji w języku polskim
- komputer



### Producent:

Alltion (Wuzhou) Co., Ltd. Monitor