

Videootoskop OTO-1000



Ultra Bio Cam nowoczesne i ergonomicznie zaprojektowane urządzenie, zoptymalizowane do zapisu obrazów video. Przygotowany jest do współpracy z wziernikami usznymi, nosowymi i dermatologiczno-okulistycznymi, specjalnie zaprojektowanymi do tego urządzenia. OTO-1000 posiada wyjście USB wprost do komputera PC

Parametry Techniczne

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Matryca CCD | 1/4,5" VGA C-MOS |
| Rozdzielczość | 640 x 480 307.200 pix |
| Efektywne piksele | 640 x 480 307.200 pix |
| Wymiary | 96,5 x 42 x 152 |
| Wyjście Video | USB 2.0 |
| Funkcje kamery | Podgląd, nagrywanie |
| Balans bieli | Automatyczny |
| Temperatura pracy | -10°C - 50°C |
| Wilgotność poniżej | 90,00% |

Akcesoria podstawowe

Wzierniki (śr. wewn. Ø3mm; Ø4,5mm; Ø6mm) po 1 szt.
Program PC do obsługi,
Gruszka do przedmuchiwania

Dostępne końcówki

- E1 - 3 mm uszna
- E2 - 4,5 mm uszna
- E3 - 6 mm uszna
- S1 – adapter dermatologiczne - okulistyyczny
- W1 – uszna z okienkiem roboczym
- N1 - nosowa

