

Optyki endoskopowe - otolaryngologiczne



Optyki endoskopowe produkowane przez niemiecką firmę Karlheinz Hinze Optoengineering GmbH&Co. wyposażone w system optyczny rod-lens gwarantujący najwyższą jakość obrazu. Szkło proksymalne i końcowe wykonane jest z odpornego na zarysowania szkła szafirowego. Część dystalna spawana jest laserowo do body endoskopu. Wszystkie endoskopy (część obiektywowa i robocza) zrobione są z nierdzewnej stali medycznej. Endoskopy są w 100% autoklawowalne z gwarancją na 2 lata.

Średnica robocza	Długość robocza	Kąt patrzenia	Kąt widzenia	Nr katalogowy
2,7	35	0°	90°	ENT.027.035.STA
2,7	110	0°	90°	ENT.02700S.STA
2,7	110	30°	90°	ENT.02730S.STA
2,7	110	70°	90°	ENT.02730S.STA
2,7	187,5	0°	90°	ENT.02700L.STA
2,7	187,5	30°	90°	ENT.02730L.STA
2,7	187,5	70°	90°	ENT.02770L.STA
4	175	0°	95°	ENT.0400.STA
4	175	30°	95°	ENT.0430.STA
4	175	45°	95°	ENT.0445.STA
4	175	70°	95°	ENT.0470.STA
4	175	90°	95°	ENT.0490.STA
4	175	120°	95°	ENT.04120.STA

Uchwyty do endoskopów:

Okrągłe



Do optyk 2,7mm
Do optyk 4mm

ENT.A10
ENT.A11

Płaskie



Do optyk 2,7mm
Do optyk 4mm

ENT.A12
ENT.A13

Producent:

Karlheinz Hinze Optoengineering GmbH&Co.
Kieler Str. 464-470, D - 22525 Hamburg, Germany