


Firma Aohua Endoscopy Co., Ltd. została założona w 1994 r., stając się jedną z niewielu na świecie, firm produkujących wysokiej klasy endoskopy medyczne, systemy widoendoskopowe, urządzenia peryferyjne. Sieć sprzedaży obejmuje ponad 80 krajów i regionów na świecie. Misją firmy jest uzyskanie statusu lidera w dziedzinie innowacji technologii endoskopowej i przyspieszenie postępu technologicznego w zakresie diagnostyki i leczenia endoskopowego. Już ponad 10 000 szpitali na całym świecie korzysta ze sprzętu do endoskopii firmy Aohua. Dzięki firmie Aohua, który oferuje szeroki zakres, łatwych w obsłudze i niedrogich produktów, tysiące szpitali może przeprowadzać diagnostykę i leczenie endoskopowe.



Zastosowanie		Sugerowany model
Anestezja	Intubacja	MBC-4 /MBC-5
Ratownictwo	Intubacja	MBC-4 /MBC-5
Intensywna terapia	Odsysanie wydzieliny	MBC-6
Pulmonologia	Diagnostyka, biopsja, iniekcja	MBC-5 / MBC-6
Laryngologia	Diagnostyka, zabiegi	MBC-4

Specyfikacja			
Model	MBC-4	MBC-5	MBC-6
Długość robocza	600mm	600mm	600mm
Głębokość ostrości	3-50mm	3-50mm	3-50mm
Zakres ruchu	160°/130°	160°/130°	160°/130°
Średnica tuby	φ4,0mm	φ5,2mm	φ5,8mm
Średnica kanału narzędziowego	brak	φ2,2mm	φ2,6mm
Pole widzenia	100°	100°	100°