

Video Nasofaryngoskop

Nowoczesny videonasofaryngoskop wyposażony w wysokiej jakości układ optyczny o rozdzielczości HD 1280*720. Wyjątkowo cienka sonda endoskopu oraz bardzo duży kąt wygięcia końcówki zapewnia możliwość precyzyjnego badania.

Dł. robocza	330mm
Średnica	3,2 mm
Kąt patrzenia	0°
Kąt widzenia	90°
Wygięcie	góra/dół 130°
Głębokość ostrości	3-50mm
Nr kat.	RP-11A
Nr kat. procesora	C100A

- Jasny i klarowny obraz
- Doskonała jakość obrazu HD
- Duży kąt wygięcia końcówki
- oraz niezwykła głębokość ostrości.
- Ergonomiczny uchwyt
- Oświetlenie LED
- Kamera w końcówce endoskopu Chip on Tip
- Całkowicie wodoszczelny.
- Podłączenie do komputera za pomocą USB



- Opcjonalny zewnętrzny procesor obrazu
- Podłączenie do monitora poprzez HDMI
- Regulacja wzmocnienia jasności
- Regulacja balansu bieli
- Zapis zdjęć i filmów na kartę SD
- Funkcja cyfrowego Zoom