

Video Bronchofiberoskop FR15A

Nowoczesny video bronchofiberoskop wyposażony w wysokiej jakości układ optyczny o rozdzielczości HD 1280*720. Wyjątkowo cienka sonda endoskopu oraz bardzo duży kąt wygięcia końcówki zapewnia możliwość precyzyjnego badania.

Długość robocza	600mm		
Pole widzenia	90°		
Głębokość ostrości	3-50mm		
Kąt patrzenia	0°		
Wygięcie	góra 180° /dół 130°		
Nr. ka	FR-15A		
Średnica	4,0 mm	4,9 mm	5,5 mm
Kanał roboczy	1,2 mm	2,2 mm	2,6 mm



- Jasny i klarowny obraz
- Doskonała jakość obrazu HD
- Duży kąt wygięcia końcówki oraz niezwykła głębokość ostrości.
- Ergonomiczny uchwyt
- Oświetlenie LED
- Kamera w końcówce endoskopu Chip on Tip
- Całkowicie wodoszczelny.
- Podłączenie do komputera za pomocą USB

- Opcjonalny zewnętrzny procesor obrazu
- Podłączenie do monitora poprzez HDMI
- Regulacja wzmocnienia jasności
- Regulacja balansu bieli
- Zapis zdjęć i filmów na kartę SD
- Funkcja cyfrowego Zoom

