

KOLPOSKOPY AC-2300

VIDEOMED[®]
SMART SOLUTIONS



VIDEOMED

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

info@videomed.eu www.videomed.eu tel. 748432829

Kolposkopy optyczne z wbudowaną kamerą video. Statyw prosty, z ramieniem łamanym lub pantograficznym

- AC-2110 – źródło światła LED, jedno powiększenie 7.5x
- AC-2111 – źródło światła LED, jedno powiększenie 7.5x, wbudowana kamera 1/4" CCD
- AC-2310 – źródło światła LED, trzy powiększenia 3.75x, 7x, 15x
- AC-2311 – źródło światła LED, trzy powiększenia 3.75x, 7x, 15x, wbudowana kamera 1/4" CCD

Parametry:

- ogniskowa: 300mm
- pole widzenia: AC- 2110DA / 2111DA: 39mm
- pole widzenia AC- 2310DA / 2311DA: 79mm, 39mm, 19mm
- głębia ostrości: AC- 2110DA / 2111DA: 1.13mm
- głębia ostrości: AC- 2310DA / 2311DA: 4.5mm, 1.13mm, 0.76mm
- natężenie światła: > 25.000 lux
- indywidualnie regulowane okulary 16,7 x
- dwa okręgi pomiarowe, wbudowane w prawy okular
- płynna regulacja jasności
- filtr światła w kolorze zielonym
- łatwo wymienialna dioda LED
- pokrętło dostrajania ostrości
- regulacja wysokości (zgrubna / dokładna)

