

Jednorazowe bronchofiberoskopy MEGA

Przetwarzanie, wyświetlanie i rejestrowanieobrazu

Wszystko w jednym



Specyfikacja	
Model	VLM-03
Rozmiar wyświetlacza	8 cali
Waga	1,0 kg
Składowanie	32 GB
Rozdzielczość wyświetlacza	1024*768 pikseli
Pojemność wyjścia wideo	HDMI, 1920*1080 pikseli
Pojemność baterii	6400 mAh
Czas pracy baterii	Do 4 godzin



Broszura
Jednorazowego użytku
Bronchoskop Mega



Informacje o zamówieniu

Produkt	Kod przedmiotu
Bronchoskop jednorazowy	
BR-M40H	2016B-PA008
BR-M52H	2016B-PA002
BR-M58H	2016B-PA007
Procesor obrazu	
VLM-03	2021B-PA003

Dane techniczne, konstrukcja i akcesoria mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i bez żadnych zobowiązań ze strony producenta.

HugeMed

Shenzhen HugeMedMedical TechnicalDevelopment Co., LTD.
6F, Bloka, Budynek Tempus, 1st Qingshuihe Road, Dzielnica Luohu, Miasto Shenzhen, Guangdong, Chiny.
+86-755-22275833 +86-755-22275833 info@hugemed.net

Więcej informacji
Proszę odwiedzić naszą stronę internetową:
www.hugemed.net



2797

HugeMed

P/N: ENG-EU-CATA-fBRS-suBR-MEGA-202306V1.0

Jednorazowego użytku

Bronchoskop



BR-M58H
6,0/2,8 mm



BR-M52H
5,0/2,2 mm



BR-M40H
4,0/1,2 mm

Specyfikacja

Ugięcie	Długość robocza	Długość całkowita	Pole widzenia	Kierunek widzenia
210° góra/dół	600 mm	860 mm	120°	0°


1920x1080

Wideo w jakości FULL HD

Jednorazowy bronchofiberoskop Mega wyposażony jest w najnowszą generację ultrakompaktowych przetworników CMOS HD. Czujnik o rozdzielczości 1080P zapewnia obrazowanie w jakości HD, co znacząco podnosi precyzję i komfort pracy. System bronchoskopowy Mega wprowadza zupełnie nowy poziom doświadczenia użytkownika, szczególnie podczas procedur w sali endoskopowej. Zaawansowany procesor typu ALLinONE gwarantuje doskonałą manewrowość i precyzyjne sterowanie w trakcie wykonywania zabiegów, zapewniając bezpieczeństwo i wygodę zarówno dla lekarza, jak i pacjenta.



* Dzięki możliwości podłączenia zewnętrznych wyświetlacznych nasi użytkownicy mogą uzyskać najwyższą jakość obrazowania, spełniając wymagania pracowni bronchoskopowej lub sali operacyjnej.



Full HD + Jednorazowy

Zupełnie nowe doświadczenie Bronchoskopii

Zobacz wyraźniej, działaj lepiej.

W ostatnich latach jednorazowe bronchoskopy zyskują coraz większą popularność wśród użytkowników. Szczególnie podczas pandemii tego rodzaju urządzenia okazały się niezwykle pomocne w ograniczaniu ryzyka zakażeń krzyżowych. Mimo to jakość obrazu w tych urządzeniach nadal pozostaje wyzwaniem dla dalszej popularyzacji tej technologii. Jednorazowy bronchoskop Mega został stworzony, aby przełamać te stereotypy. Urządzenie to zapewnia obrazowanie w rozdzielczości 1080P, co znacząco podnosi jakość wizualizacji podczas procedur. Dodatkowo, funkcje obrazowania odgrywają kluczową rolę w zmniejszaniu ryzyka zakażeń krzyżowych, jednocześnie oferując większą elastyczność i komfort podczas bronchoskopii.



Przenośny

- Lekki i kompaktowy
- Szczególnie przydatne do codziennych badań na oddziale intensywnej terapii



Oplacalny

- Brak kosztów dezynfekcji
- Brak kosztów utrzymania
-



Brak zakażeń krzyżowych

- Jednorazowy, bez ryzyka Infekcji krzyżowych



Zawsze gotowy do drogi

- Nie trzeba czekać na sterylizację



Przyjazny dla użytkownika

- Waga poniżej 300 g, co zmniejsza zmęczenie lekarza podczas pracy;
- Płynna regulacja kąta zgięcia pozwala użytkownikowi uzyskać większą precyzję w celowaniu.



Najnowocześniejszy

- Ultrakompaktowy i energooszczędny CMOS czujnik, który zapewnia Wideo HD przy 30 klatkach na sekundę (fps).



Intensywne zginanie

- 210° zginanie w górę i dół kątem spełnia potrzeby kliniczne, zwłaszcza gdy endoskop musi dotrzeć do górnych partii płuc.