

Fotel laryngologiczno-okulistyczny Expedia



Parametry techniczne:

- Wersja Basic - 1 silnik elektryczny góra / dół, oparcie odchylane sprężyną gazową, podnóżek pod kątem 90° względem siedziska
- Wersja Top - 2 siłowniki elektryczne, jednoczesny ruch oparcia i podnóżka, rozkładane do pozycji leżanki
- Podłokietniki z pianki poliuretanowej
- Obrót siedziska o 90° w lewo i w prawo, ręczne blokowanie i zwalnianie
- Waga 94 kg
- Nośność 180 kg
- Regulowana wysokość zagłówka
- Stojak na kroplówkę z 2 haczykami – Stojak na kroplówkę
- Bateria (opcja)
- Zestaw pamięci pozycji przycisku (opcja)



Krzesło Expedia charakteryzuje się solidną konstrukcją i eleganckim wzornictwem. Konstrukcja z wysokiej jakości stali malowanej proszkiem epoksydowym o właściwościach antybakteryjnych.

Podstawa pokryta zaokrągloną obudową ABS. Nośność 180 kg. Podłokietniki wykonane są z jasnoszarego poliuretanu i są również zdejmowane. Tapicerka wykonana jest z ognioodpornego materiału klasy 1 IM Sky, antybakteryjnego, przeciwgrzybiczego, dezynfekowalnego.

W obu wersjach siedzisko można obrócić o 180° (90° po prawej i 90° po lewej), a blokowanie i odblokowywanie odbywa się ręcznie za pomocą systemu mechanicznego. Sterowanie elektryczne jest zarządzane za pomocą sterowania nożnego w wersji BASIC, podczas gdy w wersji TOP dostępne jest również sterowanie przyciskowe.

B.	210 mm
C.	1375 mm
D.	920 mm

