

Lekka lampa czołowa AHL50



Bardzo lekka lampa czołowa wyposażona w regulowaną opaskę czołową oraz akumulator na czepcu. Lampa wraz z akumulatorem waży jedynie 163g, dzięki czemu praca z nią jest przyjemna i nie męcząca. W urządzeniu zastosowano bardzo jasną diodę LED, zapewniającą oświetlenie aż 110.000 Lux w odległości roboczej 20cm. Czas ciągłego świecenia po pełnym naładowaniu to aż 5 godzin. Temperatura barwowa 6500K jest zbliżona do światła dziennego. Lampa posiada bardzo duży zakres regulacji kąta świecenia.

Oświetlenie w odległości roboczej 200mm	110 000 Lux
Wielkość plamki światła w odległości roboczej 400mm	φ 12-80 mm
Temperatura barwowa	>6500 K
Waga	163 g
Źródło oświetlenia	Biała dioda LED 3 W o bardzo wysokiej jasności Żywotność diody LED wynosi 50.000 godzin
Bateria	Akumulatory 1800mAh
Ciągły czas pracy	5 godzin (po uprzednim naładowaniu 3,5h)
Napięcie wejściowe	AC 110-220V ~50/60Hz
Certyfikat	CE



VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

www.videomed.eu e-mail: info@videomed.eu