


## Lampa czołowa LED HL8000C



Nowoczesna lampa czołowa HL8000 wyposażona jest w bardzo jasną diodę LED. Lampa posiada regulację wielkości skupienia promienia światła oraz kąta świecenia. Regulowany czepiec umożliwia wygodną i komfortową pracę. Elementy wyściełające czepiec są demontowalne w celu łatwiejszego utrzymania ich w czystości. Konstrukcja umożliwia dołączenia lup okularowych.

- możliwość pracy bezprzewodowej oraz podczas ładowania akumulatora
- zaawansowana technologia LED: 90000 luksów białego światła w odległości 18cm
- żywotność 50 000 godzin, CRI>90
- bateria litowa 7.4V ze wskaźnikiem poziomu naładowania
- indywidualna regulacja wysokości, kąta i skupienia wiązki światła
- promień światła w 100% wolny od cieni
- możliwość współpracy z lupami binokularowymi o powiększeniach 2.5x-6.5x
- możliwość zamontowania filtra polaryzacyjnego

### Parametry techniczne:

Źródło światła: bardzo jasna dioda LED

Moc diody: 5W

Natężenie oświetlenia: 90 000lx

Temperatura barwowa 5000K

Dystans roboczy: 420mm

Promień światła: 20 – 80mm w odległości 20cm

Czas pracy: 3,5 h ładowanie 2h

Żywotność żarówki: 50 000h

Waga: 70g – bez opaski

Waga z akumulatorem: 460g

Norma bezpieczeństwa elektrycznego: IEC60601.1 klasa II Urządzenia typu BF.

---

VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

[www.videomed.eu](http://www.videomed.eu) e-mail: [info@videomed.eu](mailto:info@videomed.eu)