

LASER STOMATOLOGICZNY CHEESE PLUS

VIDEOMED
SMART SOLUTIONS



Laser diodowy Cheese Plus posiada 2 długości fal.

- 980nm 15W w trybie ciągłym oraz 20W trybie pulsacyjnym. Długość ta stosowana jest w koagulacji.
- 650nm 500mW. Idealny do biostymulacji i leczenia bólu.

Laser posiada sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. Intuicyjna obsługa i elegancki design czynią pracę satysfakcjonującą. Dostępne są również predefiniowane protokoły badań

- Akcesoria standardowe:
- 2 szt. okularów ochronnych,
- 1 szt. blokady,
- 1 szt. uchwyt światłowodowy,
- 1 szt. kabla i 1 szt. etui,
- 1 zestaw końcówek stomatologicznych (z wybielaczem, biostymulacją i 30 szt. jednorazowych końcówek chirurgicznych)

VIDEOMED

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój
info@videomed.eu www.videomed.eu tel. 748432829