

Wielofunkcyjny fotel ISIDE

hemodializa, chemioterapia, transfuzja, onkologia, plazmafereza, oddział dzienny



Ten wielofunkcyjny fotel jest idealny do placówek medycznych. Wyposażony jest w 5 silników do niezależnych ruchów elektrycznych: podnoszenia, oparcia pleców, podnóżka pozycji Trendelenburga.

Odległość między podłokietnikami jest regulowana w zależności od budowy pacjenta. Podłokietniki są zsynchronizowane z ruchem oparcia; można je regulować pod względem wysokości, długości, obrotu i nachylenia. Ostatnia część ma przegub kulisty w celu optymalnej regulacji pozycji.

Wszystkie te regulacje gwarantują maksymalny komfort, a dzięki temu pacjent ma łatwy dostęp do siedziska fotela.

- Udźwig: 200 kg
- Stopień ochrony: IP54
- Waga: 120 kg
- Regulacja wysokości: 585-960mm
- Trendelenburg: -17°
- Regulowany podgłówek
- Uchwyt na rolkę papieru
- Stojak na kroplówki
- Dodatkowe zasilanie bateryjne
- Lampka do czytania
- Taca na akcesoria
- Podwójny Port USB



Videomed ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

www.videomed.eu info@videomed.eu tel. 748432829 / 508349875