


Elastyczne Nasofiberoskopy

Precyzyjna diagnostyka endoskopowa górnych dróg oddechowych nowej generacji



Wysokiej klasy elastyczne endoskopy marki **HOMOTH** (nasofiberoskopy) zostały zaprojektowane z myślą o nowoczesnych gabinetach laryngologicznych, klinikach oraz oddziałach szpitalnych. Urządzenia te stanowią złoty standard w kompleksowej diagnostyce jamy nosowej, nosogardzieli, gardła oraz krtani. Dzięki zaawansowanej technologii światłowodowej i najwyższej precyzji wykonania, fiberoskopy HOMOTH gwarantują niezrównaną ostrość obrazu, pełny komfort pacjenta oraz najwyższą ergonomię pracy lekarza.

Ergonomia i komfort pracy:

- Lekka, idealnie wyważona rękojeść zapewniająca pełną stabilność ruchu dłoni.
- Szeroki kąt zagięcia końcówki roboczej umożliwiający łatwe dotarcie do trudno dostępnych przestrzeni anatomicznych.
- Płynna i precyzyjna kontrola ruchu w płaszczyźnie pionowej (góra / dół)

Kluczowe zalety i cechy produktu:

Najwyższa jakość optyczna:

- Krystalicznie czysty, jasny obraz o dużej głębi ostrości.
- Zaawansowany system wiązek światłowodowych zapewniający idealne, równomierne oświetlenie pola badania.
- Wysoka rozdzielczość odwzorowania detali anatomicznych i zmian patologicznych.

Specyfikacja techniczna:

Zastosowanie	Badania rynologiczne, laryngologiczne i pediatryczne (nos, nosogardziel, krtani)
Dostępne średnice zewnętrzne	Wersje dopasowane do potrzeb dorosłych oraz pacjentów pediatrycznych (od 3.2 mm do 3.8 mm)
Długość robocza	300mm
Pole widzenia	85°
Kąt zgięcia końcówki	160° / 160°
Ilość pikseli	21.000 (9.000 dla FNS2200)
Głębina ostrości	3-50 mm
Kompatybilność oświetlenia	Współpraca z tradycyjnymi oraz nowoczesnymi źródłami światła LED (w tym opcje przenośne)
Zawartość zestawu	Walizka transportowa, zatyczka do sterylizacji gazowej (EtO), tester szczelności

Parametry	Numer katalogowy
Długość robocza: 300 mm, średnica 2,2 mm	85-FNS2200
Długość robocza: 300 mm, średnica 2,2 mm, kanał roboczy 1,2 mm	85-FNS2812
Długość robocza: 300 mm, średnica 2,8 mm	85-FNS2800
Długość robocza: 300 mm, średnica 3,2 mm	85-FNS3200
Długość robocza: 300 mm, średnica 3,4 mm	85-FNS3400
Długość robocza: 300 mm, średnica 3,8 mm, kanał roboczy 1,4 mm	85-FNS3814